

## Parámetros del producto

Nombre del producto	2,5 mm 2p Electrodo conductor dual con almohadilla de electrodo de tela blanca no tejida   Fabricante de accesorios médicos de Dongguan
Conector	Botón Snap de 2.5 mm
Material	Tela no tejida
Color	Blanco
Equipos aplicados	Medicina del Hospital, Máquina disfagia
Función	Servicios de salud médica, fisioterapia de garganta de tragar
Moq	500 piezas

Fabricado por un proveedor de accesorios médicos certificado por ISO 13485 profesional en Dongguan, China, este electrodo conductor doble 2p 2p 2p combina ingeniería de precisión con comodidad del paciente. Para los médicos que necesitan alternativas versátiles, considere nuestra [Jack de audio de 2.5 mm con cable de doble clip de oídos](#), con un conector de audio masculino de 2.5 mm y electrodos de clip de orejas de acero inoxidable reutilizable, también certificado ISO 13485 certificado e ideal para decenas, EMS, fisioterapia y aplicaciones de acupuntura

La almohadilla de electrodo de tela blanca no tejida ofrece un rendimiento transpirable y liviano al tiempo que garantiza una fuerte adhesión sin irritar la piel. El conector de 2 pines de 2.5 mm es compatible con una amplia gama de decenas, EMS y máquinas de fisioterapia, lo que lo convierte en una solución versátil para clínicas, centros de rehabilitación y uso de terapia personal. Para una solución de conexión más compacta pero robusta, también puede explorar nuestra [Conector de tono de 4 pines de 4 pines 2.5 mm al cable de pasador de electrodo de 2.0 mm](#), diseñado para uso duradero de alta precisión en entornos terapéuticos clínicos o personales y totalmente personalizable.

### Foto del producto:









**Información de la empresa. Descripción general**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## Preguntas frecuentes

### **P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de pedir más?**

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratuita si tenemos stock, la muestra personalizada debe cargarse el costo de configuración. Apreciamos que nos pida una muestra para verificar nuestra calidad.

### **P2: ¿Qué métodos de pago acepta?**

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

### **P3: ¿Cómo está su fábrica con respecto al control de calidad?**

R: La calidad es prioridad. El departamento de QC con especialista en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Autenticación. Etc

### **P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?**

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

### **P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para mis productos?**

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2-4 semanas y podemos ofrecer una garantía de 12 meses de entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como cliente.

### **P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?**

A: seguro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle en nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en el 3er. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.