

Términos comerciales: MANDO Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacidad de producción: 1.000.000 unidades por mes

Pago: T/T, Paypal, Western Union

Lugar de origen: Dongguan, China

Plazo de entrega: plazo de entrega de la muestra de 3 a 7 días, la producción en masa es de alrededor de 15 a 20 días

Certificados: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Envío: Por aire, por mar o Fedex, DHL, UPS


Cantidad mínima de pedido: 500 unidades.

Características:

1. **Construcción de alta calidad:** Elaborado con materiales de primera calidad, este cable garantiza durabilidad y longevidad, incluso en entornos médicos exigentes.
2. **Transmisión de señal precisa:** Diseñado para ofrecer una transmisión de señales precisa y confiable, manteniendo la integridad de los datos médicos para diagnósticos y análisis precisos.
3. **Compatibilidad universal:** Compatible con una amplia gama de equipos médicos, incluidas máquinas EEG (electroencefalografía), monitores ECG (electrocardiografía), dispositivos EMG (electromiografía), unidades TENS (estimulación nerviosa eléctrica transcutánea) y más.
4. **Conexiones de electrodos de clavija dual de 2,0 mm:** Cuenta con conectores duales de 2,0 mm, lo que garantiza una conexión segura y estable con electrodos médicos para una adquisición de datos consistente e ininterrumpida.
5. **Interfaz de conector de 3,5 mm:** Equipado con una interfaz jack estándar de 3,5 mm, que permite una conectividad perfecta con dispositivos como computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes y sistemas de registro médico.
6. **Opciones de longitud flexibles:** Disponible en varias longitudes para adaptarse a diferentes montajes y configuraciones, brindando flexibilidad en procedimientos y experimentos médicos.

7. **Fácil de usar:** El diseño plug-and-play garantiza una configuración y un funcionamiento sin complicaciones, lo que ahorra tiempo y esfuerzo a los investigadores y profesionales médicos.
8. **Seguro y confiable:** Cumple con los estándares de la industria en materia de seguridad y rendimiento, lo que ofrece tranquilidad durante los procedimientos médicos y el seguimiento del paciente.
9. **Aplicaciones versátiles:** Adecuado para una amplia gama de aplicaciones médicas, incluidos estudios neurológicos, monitorización cardíaca, evaluación de la actividad muscular, tratamiento del dolor y terapia de rehabilitación.
10. **Grado profesional:** Con la confianza de profesionales médicos, investigadores, educadores e instituciones sanitarias de todo el mundo por su calidad y rendimiento en entornos clínicos y de investigación.

Cable de electrodo estilo pin con conector de 3,5 mm Referencia de dibujo:



Heymed Technology es un fabricante líder en China para [cables medicos](#) y accesorios, Cierre magnético [cable del electrodo](#) con conector de audio de 3,5 mm, que no es solo una determinada especificación de los cables magnéticos, Heymed siempre hace lo mejor para la personalización, que proporciona las diferentes especificaciones de cableado, cable, longitud personalizada y número de cables de electrodos.

Calidad de los productos garantizada por más de 12 meses y conformidad con RoHS y certificación

Hemed ya cuenta con la certificación I S O 13485 de gestión de calidad de dispositivos médicos, el registro I S O 9 0 0 1 para la gestión de calidad internacional y el registro I S O 1 4 0 0 1 para el sistema de gestión ambiental y los productos han pasado los informes de prueba de UL, CQC, CE y SGS.