

Términos comerciales: MANDO Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacidad de producción: 1.000.000 unidades por mes

Pago: T/T, Paypal, Western Union

Lugar de origen: Dongguan, China

Plazo de entrega: plazo de entrega de la muestra de 3 a 7 días, la producción en masa es de alrededor de 15 a 20 días

Certificados: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Envío: Por aire, por mar o Fedex, DHL, UPS

Cantidad mínima de pedido: 500 unidades.

Especificación:

Descripción:

- En la actualidad, la mayoría de los instrumentos pequeños del mercado utilizan conectores de 2,5 mm para dispositivos médicos. Este cable de electrodo emg es adecuado para la mayoría de los instrumentos terapéuticos e instrumentos de fisioterapia. Adecuado para ECG, EEG, EMG, fisioterapia y otros productos electrónicos, admite monitoreo y adquisición de señales y aplicaciones de estimulación eléctrica de ondas microeléctricas.
- La línea de fisioterapia con electrodos generalmente consta de adhesivo conductor, película conductora, cable conductor o hebilla de fisioterapia con electrodos.
- Este [cable del electrodo del electrocardiograma emg ecg](#) con una resistencia que lleva una resistencia de 510 ohm-12100 ohm en cada ajuste, lo que puede estabilizar el voltaje, controlar la cantidad de corriente, reducir la temperatura del cable y prolongar la vida útil del cable.
- Promueve la recuperación neuromuscular y la mejora funcional estimulando los neuromúsculos. El uso de cables elásticos para electrodos permite que la corriente eléctrica fluya uniformemente en contacto con la piel para lograr el efecto terapéutico.

Características clave:

- **Valor de resistencia de 510ohm-12100ohm :** Garantiza una conductividad eléctrica óptima y durabilidad.
- **Variedades de inyección de color instantáneo:** El color diferente del encaje del electrodo es fácil de ayudar a los clientes a discriminar.
- **Compatibilidad universal:** Diseñado para usos múltiples, utilizado con fósforo de masaje y masajeador TENS, puede promover la circulación sanguínea y lograr el efecto de preservación de la salud.
- **Material:** Materiales de alta calidad, núcleo de cobre y carcasa de plástico, duraderos y duraderos, de uso confiable
- **Conector enchufable:** Cabezal de enchufe de 2,5 mm, diámetro de presión de 3,5 mm, 4,0 mm

Especificaciones:

- **Material:** Cobre desnudo, TPU
- **Color:** Negro (Otros colores disponibles bajo pedido)
- **Longitud:** 1m o personalizado

Aplicaciones:

- Ideal para terapia de alivio del dolor, rehabilitación muscular y sesiones de fisioterapia.
- Adecuado para uso personal o entornos médicos profesionales.

Notas:

[El último cable de electrodo ecg de conexión de pin pogo desde aquí.](#)



Heymed Technology es un estimulador líder en China, resistencia al electrodo TENS EMS [cable de audio](#) fabricante de cables conductores a presión, suministro de cables con conectores para dispositivos médicos para diferentes dispositivos, como cables a presión para electrodos de 5 polos CC de 3,5 mm a 3,5 mm y 4,0 m o acero inoxidable reutilizable [Placa negativa](#) con conector Lemo de metal o almohadillas de electrodos de diferentes tipos, etc., a medida

Calidad de los productos garantizada por más de 12 meses y conformidad con RoHS y certificación

Hemed ya cuenta con la certificación I S O 13485 de gestión de calidad de dispositivos médicos, el registro I S O 9 0 0 1 para la gestión de calidad internacional y el registro I S O 1 4 0 0 1 para el sistema de gestión ambiental y los productos han pasado los informes de prueba de UL, CQC, CE y SGS.

Preguntas más frecuentes

P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de realizar un pedido más?

R: Claro, Heymed proporciona muestras gratuitas si tenemos existencias, a las muestras personalizadas se les debe cobrar el costo de instalación. Agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?

R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con especialistas profesionales en garantía de calidad concede gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio OEM/ODM. Comuníquese con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?

R: Nuestro plazo de entrega es de aproximadamente 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

R: Claro. Estaremos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo.