

Parámetros del producto

Nombre del producto	Conector masculino de 6 pines para alambre abierto para la máquina de fisioterapia Proveedor de cable médico certificado por Dongguan ISO13485
Conector	Conector masculino de 6 pines
Longitud del cable	50 cm o personalizado
Color de cable	Negro blanco o personalizado
Función	TENS EMS Transmisión/masajeador ECG/EKG/EEG/Cable de adaptador EMG
Moq	500 piezas


Fabricado por una fábrica profesional de cables médicos certificados por ISO13485 en Dongguan, China, este conector masculino de 6 pines para cable de alambre abierto proporciona un rendimiento de alta confiabilidad para máquinas de fisioterapia, dispositivos de rehabilitación y equipos de estimulación neuromuscular.

Como ejemplo de nuestra gama de productos, consulte nuestro [Enchufe masculino de audio personalizado de 6.35 mm al cable de conector femenino dual de 3.5 mm con 2 cables](#)—Se un cable de terapia de alta calidad producido por nuestra planta certificada Dongguan ISO13485 para aplicaciones TENS/EMS.

El enchufe masculino de DIN de ingeniería de precisión garantiza un contacto eléctrico seguro, mientras que el extremo de alambre abierto permite conexiones versátiles y fácil personalización. Utilizando PVC de grado médico o aislamiento de silicona, el cable ofrece durabilidad, biocompatibilidad y flexibilidad superior, ideal para uso clínico frecuente.

Como proveedor y planta de cable médico de Dongguan de confianza, proporcionamos soluciones personalizadas, incluidas la longitud del cable, el medidor de alambre y las configuraciones de los conector, cumplen con diversos requisitos de OEM y ODM para aplicaciones de fisioterapia y rehabilitación. Por ejemplo, también fabricamos el [Enchufe de metal Lemo en forma de L en forma de L a 316 cable de terapia con conector de acero inoxidable](#), totalmente personalizable y certificado bajo ISO 13485, adaptado para dispositivos de terapia como TENS, EMS y sistemas de estimulación bioeléctrica.

Foto del producto:





Información de la empresa. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Preguntas frecuentes

P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de pedir más?

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratuita si tenemos stock, la muestra personalizada debe cargarse el costo de configuración. Apreciamos que nos pida una muestra para verificar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago acepta?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo está su fábrica con respecto al control de calidad?

R: La calidad es prioridad. El departamento de QC con especialista en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Autenticación. Etc

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para mis productos?

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2-4 semanas y podemos ofrecer una garantía de 12 meses de entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como cliente.

P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

A: seguro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle en nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en el 3er. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.