

Cable macho de audio de 3,5 mm Pendiente de silicona a cable conductor de electrodo Tens a presión hembra 4.0 para tareas de transferencia de datos del dispositivo de fisioterapia

Imagen del producto :





La fábrica de botones a presión de electrodos de cables de prueba de tecnología Heymed proporciona alta calidad .

Heymed siempre ha sido un fabricante profesional de cables de botones magnéticos personalizados en China, con botones de electrodos de soporte, como [Conector de audio estéreo de ángulo recto de 3,5 mm a 3 cables de electrodo de ECG EEG con botón a presión de 2,5 mm Ecg](#) , Cable conductor de electrodo Tens DC 2,35 mm macho a doble cable a presión Ecg de 3,5 mm 4,0 mm y [Conector de audio TRS 1/4 de 6,35 mm a cable dual hembra de 4,0 mm ECG Snap Shiedling Wire Tens](#) etc.

Soporte Heymed personalizado de diferentes colores, conectores, materiales, etc. Si tiene alguna pregunta o necesita más detalles, no dude en contactarnos.

Calidad del producto garantizada por más de 12 meses, compatible con los estándares RoHS y Reach y certificado

Heymed ha aprobado la certificación de gestión de calidad de dispositivos médicos I S O 13485, el registro de gestión de calidad internacional I S O 9 0 0 1 y el registro del sistema de gestión ambiental I S O 1 4 0 0 1, y sus productos han pasado las pruebas UL, CQC, CE y SGS.