

Nombre del producto	Cable de clip de sensor de audio personalizado de 3.5 mm a sangre de oxígeno   Fabricante de cable médico de Dongguan
solicitud	Máquina de estimulación, herramienta de fisioterapia
longitud	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizado
color	Negro, gris, blanco, negro y personalizado
Material conductor	Cobre enlatado
embalar	Empaquetado por separado


Fabricado por un proveedor y fábrica de cable médico certificado por ISO13485 en DongGuan, China, este cable de clip de oxígeno de oxígeno de 3,5 mm se diseñan para un rendimiento de señal confiable en oximetría y aplicaciones de monitoreo de pacientes. El cable utiliza una chaqueta biocompatible de TPU o PVC para garantizar la flexibilidad, la seguridad y la comodidad para el uso de salud clínica o personal.

- **[Jack de audio de 3.5 mm de 90 ° de 3.5 mm a 4.0 mm de cable Snap de electrodo ECG](#)** - Este cable de estilo de codo compacto cuenta con un conector de audio de 3.5 mm de ángulo recto en un extremo y un conector Snap ECG de 4.0 mm en el otro. "S CE, ROHS, FCC certificada, personalizable en 30 cm de longitud y color, perfecto para espacios ajustados o conexiones sin estrés en terapia o dispositivos de monitoreo
- **[Conector Metallemo de auto -bloqueo a cable de extensión del sensor DB9 SPO<sub>2</sub>](#)** - Este cable de extensión de grado médico de gama médica presenta un conector Lemo de metal autosuficiente a la interfaz DB9, longitud personalizable y color de gris

El clip de oxígeno de sangre (sensor de dedo o oído) está disponible en tamaños adultos, pediátricos o neonatales, y admite opciones reutilizables y desechables. El conector de 3.5 mm es compatible con muchos oxímetros de pulso portátiles, monitores de salud portátiles y dispositivos de diagnóstico médico.

Ideal para soluciones OEM/ODM, este cable puede personalizarse completamente en términos de longitud, color y tipos de conector. Respaldo por años de experiencia como planta y proveedor de cables médicos en Dongguan, aseguramos la producción de alta calidad, los tiempos de entrega rápidos y el soporte global de B2B.





### **Certificación y cumplimiento:**

El cable cumple con estándares estrictos para garantizar el más alto nivel de calidad y seguridad en el campo de la medicina:

- **ISO 13485:** La certificación garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales de los sistemas de gestión de calidad de equipos médicos.
- **ISO 9001:** Asegúrese de que el producto esté fabricado bajo un sistema de gestión de calidad de sonido.
- **Aprobación de la FDA:** El producto está registrado en la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Y cumple con los estándares de sus dispositivos médicos.
- **Certificación CE MDR:** Cumplir con el Reglamento de Equipos Médicos de la UE (MDR) para garantizar la seguridad y la efectividad de los usos médicos.

## **Información de la empresa. Descripción general**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# Preguntas frecuentes

## **P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de ordenar más?**

R: Por supuesto, Heymed proporcionará muestras gratuitas, y si tenemos existencias, las muestras personalizadas requerirán costos de instalación. Gracias por pedirnos que revisemos nuestra calidad para muestras.

## **P2: ¿Qué métodos de pago acepta?**

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

## **Pregunta 3: ¿Cómo le va a su fábrica en el control de calidad?**

Respuesta: se prefiere la calidad. El departamento de QC con expertos en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad de principio a fin. Nuestra fábrica ha sido certificada por ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

## **Pregunta 4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar mis artículos favoritos, como imprimir mi propio logotipo o modificar mi diseño?**

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Brindamos servicios OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

## **Pregunta 5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicios de transporte utilizará para enviar mis productos?**

R: Nuestro tiempo de entrega es de aproximadamente 2-4 semanas y podemos proporcionar una garantía de entrega de 12 meses. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

## **Pregunta 6: ¿Dónde está tu fábrica? ¿Cómo debo visitar?**

Respuesta: Por supuesto. Nos complace darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en la tercera. Un edificio A, No. 8, ubicado en Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, Provincia de Guangdong, China