

Parámetros del producto

Nombre del producto	Enchufe lemo de 2 pines personalizado al cable de pin de electrodo de 2.0 mm con 2 cables de cables Dongguan ISO13485 Fabricante de cable médico
Conector	Conector Lemo de plástico, pasador de electrodo de 2.0 mm
Longitud del cable	1m o personalizado
Color de cable	Negro o personalizado
Equipos aplicados	EEG, ECG, EMG
Función	Señal de transferencia
Moq	100pcs

Fabricado por un proveedor de cables médicos certificado por ISO13485 en Dongguan, China, este enchufe de plástico Lemo personalizado de 2pin a cable de pin de electrodo de 2.0 mm está diseñado para una entrega de señal precisa y segura en dispositivos terapéuticos y de diagnóstico como TENS, EMS, Sistemas ECG y EMG.

El conector de plástico compatible con LemO garantiza un ajuste confiable con el equipo médico estándar, mientras que los terminales de pin de electrodo duales de 2.0 mm proporcionan una amplia compatibilidad con las almohadillas de electrodos. Construido con TPU flexible o PVC duradero, el cable ofrece una excelente resistencia a la tracción y comodidad del paciente.

Para los usuarios que requieren conectividad de estilo de audio-jack, nuestro [DC2.35 mm enchufe masculino al cable de control de electrodo dual de 3.5 mm hembra](#) Proporciona una solución compacta y eficiente para dispositivos TENS/EMS, disponibles en una longitud estándar de 30 cm con opciones personalizadas

¿Busca integrarse con dispositivos USB -C modernos? También ofrecemos un [USB -C Male a 4.0 mm Cable de electrodo SNAP femenino con oídos de silicona](#), con un hooker de silicona seguro y una construcción duradera, ideal para configuraciones de monitoreo de ECG/EMG

Ya sea que "seleccione opciones establecidas o planifique ensamblajes totalmente personalizados, nuestra fábrica Dongguan ofrece una calidad y rendimiento consistentes respaldados por la certificación ISO13485.

Foto del producto:





Información de la empresa. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Preguntas frecuentes

P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de pedir más?

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratuita si tenemos stock, la muestra personalizada debe cargarse el costo de configuración. Apreciamos que nos pida una muestra para verificar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago acepta?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo está su fábrica con respecto al control de calidad?

R: La calidad es prioridad. El departamento de QC con especialista en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Autenticación. Etc

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para mis productos?

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2-4 semanas y podemos ofrecer una garantía de 12 meses de entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como cliente.

P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

A: seguro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle en nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en el 3er. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.