

Nombre del producto	Enchufe masculino de 2.54 mm 2 pin personalizado al cable de cable de cable de cables de encabezado de electrodo de 2.0 mm
solicitud	Máquina de estimulación, herramienta de fisioterapia
longitud	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizado
color	Negro, gris, blanco, negro y personalizado
Material conductor	Cobre enlatado
embalar	Empaquetado por separado

Fabricado por un proveedor profesional de cables médicos en Dongguan, China, este enchufe masculino de 2,54 mm de 2 pines a cable de plomo de doble pin de electrodo de 2.0 mm está diseñado para compatibilidad con varios dispositivos diagnósticos y terapéuticos como ECG, TENS, EMS y sistemas EMG. Para aplicaciones que requieren una huella más delgada, nuestra corriente continua [Cable de extensión femenina de 2.35 mm de hombres a DC 2.35 mm](#) Ofrece una alternativa más compacta mientras mantiene una alta fidelidad de señal. Del mismo modo, aquellos que necesitan durabilidad resistente pueden explorar [Conector de lanzamiento de 4pin 2.5 mm al cable de pasador de electrodo de 2.0 mm](#) , construido con alivio de tensión reforzado y aislamiento más grueso para entornos clínicos exigentes.

Los cables de aguja de pin de 2.0 mm ofrecen una interfaz segura con almohadillas de electrodos, que ofrecen señales eléctricas consistentes durante el monitoreo o la terapia. Construido con materiales de grado médico como TPU o PVC, el cable es flexible y duradero para uso clínico repetido.

Las longitudes personalizadas, los colores y las configuraciones del conector están disponibles para cumplir con los requisitos de OEM/ODM específicos. Ideal para hospitales, centros de rehabilitación y fabricantes de dispositivos de fisioterapia que buscan soluciones de plomo de electrodos confiables y de alta calidad.





Certificación y cumplimiento:

El cable cumple con estándares estrictos para garantizar el más alto nivel de calidad y seguridad en el campo de la medicina:

- **ISO 13485:** La certificación garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales de los sistemas de gestión de calidad de equipos médicos.
- **ISO 9001:** Asegúrese de que el producto esté fabricado bajo un sistema de gestión de calidad de sonido.
- **Aprobación de la FDA:** El producto está registrado en la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Y cumple con los estándares de sus dispositivos médicos.
- **Certificación CE MDR:** Cumplir con el Reglamento de Equipos Médicos de la UE (MDR) para garantizar la seguridad y la efectividad de los usos médicos.

Información de la empresa. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Preguntas frecuentes

P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de ordenar más?

R: Por supuesto, Heymed proporcionará muestras gratuitas, y si tenemos existencias, las muestras personalizadas requerirán costos de instalación. Gracias por pedirnos que revisemos nuestra calidad para muestras.

P2: ¿Qué métodos de pago acepta?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

Pregunta 3: ¿Cómo le va a su fábrica en el control de calidad?

Respuesta: se prefiere la calidad. El departamento de QC con expertos en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad de principio a fin. Nuestra fábrica ha sido certificada por ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Pregunta 4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar mis artículos favoritos, como imprimir mi propio logotipo o modificar mi diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Brindamos servicios OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

Pregunta 5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicios de transporte utilizará para enviar mis productos?

R: Nuestro tiempo de entrega es de aproximadamente 2-4 semanas y podemos proporcionar una garantía de entrega de 12 meses. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Pregunta 6: ¿Dónde está tu fábrica? ¿Cómo debo visitar?

Respuesta: Por supuesto. Nos complace darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en la tercera. Un edificio A, No. 8, ubicado en Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, Provincia de Guangdong, China