

Nombre del producto	Conector personalizado de 2pin a cable de plátano de plátano de 2.0 mm con plátano dorado con 2 cables de cables   Dongguan Tens EMS Fabricante de cables de plomo
solicitud	Máquina de estimulación, herramienta de fisioterapia
longitud	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizado
color	Negro, gris, blanco, negro y personalizado
Material conductor	Cobre enlatado
embalar	Empaquetado por separado

Fabricado por un proveedor profesional de cables de plomo EMS EMS en Dongguan, China, este cable de 2 derivaciones conecta una salida de dispositivo médico de 2 pines a enchufes de plátano duales de 2.0 mm de oro, ofreciendo alta conductividad y resistencia a la corrosión para un rendimiento de electroterapia consistente.

El conector de 2 pines garantiza una conexión estable y segura con la mayoría de las unidades TENS y EMS, mientras que los enchufes de plátano chapados en oro proporcionan una excelente compatibilidad con almohadillas de electrodo estándar o accesorios de estimulación. El alambre de plomo está caminado con TPU o aislamiento de grado médico PVC, lo que lo hace flexible, amigable con la piel y duradero bajo frecuente.

Este modelo comparte una calidad y aplicación de construcción similar con nuestro [DC 2.35 mm masculino a doble pin de electrodo de 2.0 mm cable trenzado](#), que presenta un exterior trenzado robusto para una mayor durabilidad. Además, para los clientes que necesitan formatos de conector alternativos, nuestros [2.54 mm 2 pin a cable de cable de electrodo de 2.0 mm](#) Ofrece un rendimiento igualmente seguro para los sistemas TENS, EMS y ECG.

Ideal para clínicas, centros de terapia y fabricantes de dispositivos, este cable se puede personalizar en longitud, color y embalaje para cumplir con los requisitos OEM/ODM.





### **Certificación y cumplimiento:**

El cable cumple con estándares estrictos para garantizar el más alto nivel de calidad y seguridad en el campo de la medicina:

- **ISO 13485:** La certificación garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales de los sistemas de gestión de calidad de equipos médicos.
- **ISO 9001:** Asegúrese de que el producto esté fabricado bajo un sistema de gestión de calidad de sonido.
- **Aprobación de la FDA:** El producto está registrado en la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Y cumple con los estándares de sus dispositivos médicos.
- **Certificación CE MDR:** Cumplir con el Reglamento de Equipos Médicos de la UE (MDR) para garantizar la seguridad y la efectividad de los usos médicos.

## **Información de la empresa. Descripción general**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# Preguntas frecuentes

## **P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de ordenar más?**

R: Por supuesto, Heymed proporcionará muestras gratuitas, y si tenemos existencias, las muestras personalizadas requerirán costos de instalación. Gracias por pedirnos que revisemos nuestra calidad para muestras.

## **P2: ¿Qué métodos de pago acepta?**

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

## **Pregunta 3: ¿Cómo le va a su fábrica en el control de calidad?**

Respuesta: se prefiere la calidad. El departamento de QC con expertos en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad de principio a fin. Nuestra fábrica ha sido certificada por ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

## **Pregunta 4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar mis artículos favoritos, como imprimir mi propio logotipo o modificar mi diseño?**

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Brindamos servicios OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

## **Pregunta 5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicios de transporte utilizará para enviar mis productos?**

R: Nuestro tiempo de entrega es de aproximadamente 2-4 semanas y podemos proporcionar una garantía de entrega de 12 meses. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

## **Pregunta 6: ¿Dónde está tu fábrica? ¿Cómo debo visitar?**

Respuesta: Por supuesto. Nos complace darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en la tercera. Un edificio A, No. 8, ubicado en Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, Provincia de Guangdong, China