

## Parámetros del producto

Nombre del producto	Enchufe de plástico lemo de 5pin personalizado a un cable ECG de conector de electrodo femenino de 4.0 mm para el monitoreo médico   Fabricante de dongguan
Conector	Conector Lemo de plástico, botón Snap femenino de 4.0 mm ECG
Longitud del cable	1m o personalizado
Color de cable	Gris o personalizado
Equipos aplicados	EEG, ECG, EMG
Función	Señal de transferencia
Moq	100pcs

Nuestro enchufe de plástico Lemo de 5PIN al cable de electrodo Snap ECG de 4.0 mm está diseñado para un rendimiento confiable en aplicaciones de diagnóstico y monitoreo médico como sistemas ECG, EMG o biorretroalimentación. El conector de plástico de estilo Lemo garantiza una interfaz segura y precisa con su equipo de monitoreo, mientras que el conector Snap de 4.0 mm ofrece una amplia compatibilidad con almohadillas de electrodo reutilizables o desechables. Para aquellos que buscan configuraciones alternativas, nuestro [USB Tipo C a 4.0 mm Cable Snap hembra con 2 cables de cables](#) (diseñado para dispositivos compactos con mayor durabilidad) y [Cape de plástico Lemo de 6pin a un conector de botón de electrodo magnético dual de 3.5 mm con 2 cables de cables](#) (Adecuado para sistemas de monitoreo multicanal) también son opciones populares, ambas fabricadas con los mismos estándares de calidad certificados por ISO13485.

Fabricado en Dongguan, China, nuestra fábrica certificada por ISO13485 mantiene un estricto control de calidad para satisfacer las demandas de los mercados mundiales de atención médica. Apoyamos los servicios OEM/ODM para la personalización en los tipos de conector, la longitud del cable, el color, el etiquetado y el embalaje. Este producto se usa ampliamente en hospitales, clínicas, dispositivos de salud en el hogar y laboratorios de investigación.

## Foto del producto:









**Información de la empresa. Descripción general**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# Preguntas frecuentes

## **P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de pedir más?**

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratuita si tenemos stock, la muestra personalizada debe cargarse el costo de configuración. Apreciamos que nos pida una muestra para verificar nuestra calidad.

## **P2: ¿Qué métodos de pago acepta?**

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

## **P3: ¿Cómo está su fábrica con respecto al control de calidad?**

R: La calidad es prioridad. El departamento de QC con especialista en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Autenticación. Etc

## **P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?**

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

## **P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para mis productos?**

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2-4 semanas y podemos ofrecer una garantía de 12 meses de entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como cliente.

## **P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?**

A: seguro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle en nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en el 3er. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.