

Parámetros del producto

Nombre del producto	Enrugado hembra DuPont de 2.54 mm personalizado a 4.0 mm de electrodo médico Snap Cable Proveedor de cable médico certificado por Dongguan ISO13485
Conector	3.5 mm/4.0 mm Snap femenino a DuPont 2.54 mm enchufe hembra
Longitud del cable	50 cm o personalizado
Color de cable	Negro blanco o personalizado
Función	TENS EMS Transmisión/masajeador ECG/EKG/EEG/Cable de adaptador EMG
Moq	500 piezas

El enchufe femenino DuPont de 2.54 mm garantiza un contacto firme con equipos de diagnóstico, mientras que el Snap de electrodo médico de 4.0 mm proporciona una interfaz rápida y estable con almohadillas de electrodos. Utilizando PVC de grado médico o aislamiento de silicona, el cable sigue siendo flexible, biocompatible y duradero para uso extendido en entornos clínicos. Para una configuración diferente con accesorios de electrodo, consulte nuestro [Botones Snap femeninos de electrodo ECG de 5.0 mm con placas doradas para conector médico](#) fabricado bajo los mismos estándares de calidad. "

Fabricado por una planta profesional de cable médico certificada por ISO13485 en Dongguan, China, este cable ofrece conductividad eléctrica de alto rendimiento y conexiones seguras para una variedad de dispositivos médicos. Para otra variante del cable de plomo de electrodo, también puede verificar nuestro [Cable de electrodo de clip de macho de 4.0 mm personalizado de 4.0 mm](#) , también producido en nuestras instalaciones de Dongguan

Foto del producto:





Información de la empresa. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Preguntas frecuentes

P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de pedir más?

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratuita si tenemos stock, la muestra personalizada debe cargarse el costo de configuración. Apreciamos que nos pida una muestra para verificar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago acepta?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo está su fábrica con respecto al control de calidad?

R: La calidad es prioridad. El departamento de QC con especialista en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Autenticación. Etc

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para mis productos?

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2-4 semanas y podemos ofrecer una garantía de 12 meses de entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como cliente.

P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

A: seguro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle en nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en el 3er. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.