

Nombre del producto	Enchufe Hirose personalizado a 4 cables de electrodo de 2.0 mm con cable médico de la vaina Fabricante de cable de electroterapia de Dongguan
solicitud	Máquina de estimulación, instrumento de fisioterapia
longitud	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizado
color	Gris, blanco, negro y personalizado
Material conductor	Cobre estampado
Paquete	Empaquetado individualmente

Fabricado por un proveedor profesional de cables de electroterapia con certificación ISO13485 en Dongguan, China, este enchufe Hirose personalizado a 4 cables de electrodo de 2.0 mm, el cable médico está diseñado para una conductividad de señal superior y seguridad del paciente.

El conector Hirose garantiza una unión confiable a los dispositivos de electroterapia, mientras que cada cable de pin de 2.0 mm está protegido con una vaina de silicona de grado médico suave para proporcionar comodidad y aislamiento durante los tratamientos con TENS o EMS. La chaqueta biocompatible del cable se puede hacer de TPU, PVC o silicona según las necesidades de su aplicación. Por ejemplo, nuestro [Enchufe lemo de plástico personalizado a 4 cables 4.0 cable de snap femenino electrodo](#) También ofrece conectividad de alta calidad con múltiples cables para aplicaciones de electroterapia versátiles.

Ideal para la personalización OEM/ODM, este cable se usa ampliamente en fisioterapia, rehabilitación, manejo del dolor y monitoreo neurológico. Si está buscando una alternativa compacta, nuestra [Enchufe de audio de 3.5 mm a cable de cable de pinz de electrodo de 2.0 mm](#) Proporciona una conexión confiable para dispositivos más pequeños al tiempo que mantiene una excelente integridad de la señal.

Deje que nuestro equipo con sede en Dongguan apoye su próximo proyecto con soluciones OEM/ODM e ingeniería experta para cables de transmisión de señales médicas.





About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Preguntas frecuentes

P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de ordenar más?

R: Por supuesto, Heymed proporcionará muestras gratuitas si las tenemos en stock, las muestras personalizadas requieren tarifas de instalación. Gracias por pedirnos muestras para verificar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago acepta?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le va a su fábrica en términos de control de calidad?

Respuesta: La calidad es prioridad. El departamento de QC con expertos en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad de principio a fin. Nuestra fábrica ha obtenido RoHS, SGS, CE FCC, Certificación ISO9001: 2008. ETC

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Brindamos servicios OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para enviar mi producto?

R: Nuestro tiempo de entrega es de aproximadamente 2-4 semanas, y podemos proporcionar una garantía de 12 meses de entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

Respuesta: Por supuesto. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en la tercera. Edificio A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China