

Parámetros del producto

| | |
|---------------------|--|
| Nombre del producto | Micro 5p Masculino Male y un electrodo femenino de 4.0 mm a 3 cables de 4.0 mm Cable de snap |
| Conector | 3.5 mm/4.0 mm femenino a micro 5p macho |
| Longitud del cable | 50 cm o personalizado |
| Color de cable | Negro blanco o personalizado |
| Función | TENS EMS Transmisión/masajeador ECG/EKG/EEG/Cable de adaptador EMG |
| Moq | 100pcs |

Fabricado por un proveedor de cables médicos certificado ISO 13485 en Dongguan, China, este enchufe microfro personalizado a un cable de electrodo hembra magnético de 3.5 mm está diseñado para ofrecer conectividad de alto rendimiento para ECG/EKG, TENS y Equipos de fisioterapia. El tapón micro masculino garantiza un ajuste preciso, mientras que el complemento femenino magnético de 3.5 mm proporciona un accesorio rápido y seguro y una conductividad eléctrica estable.

Construido con aislamiento de PVC o silicona de grado médico, este cable ofrece flexibilidad, biocompatibilidad y resistencia a los procesos de esterilización frecuentes. El diseño duradero extiende la vida útil, lo que lo hace adecuado tanto para los dispositivos terapéuticos hospitalarios y de uso doméstico. Para los usuarios que requieren diseños de tapones alternativos, también proporcionamos el [Type-C Enchip to SR Splitter a 10 cables de 4.0 mm de cable de electrodo snap](#) para conexiones médicas seguras y confiables.

Además, nuestro [Varela de silicona personalizada 4.0 mm Snap a 4.0 mm Inyección Cable de inyección de inyección Moldeada](#) Ofrece otra solución de alta calidad, diseñada para satisfacer las demandas de dispositivos TENS y EMS con una durabilidad y conductividad excepcionales.

Foto del producto:





Información de la empresa. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Preguntas frecuentes

P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de pedir más?

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratuita si tenemos stock, la muestra personalizada debe cargarse el costo de configuración. Apreciamos que nos pida una muestra para verificar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago acepta?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo está su fábrica con respecto al control de calidad?

R: La calidad es prioridad. El departamento de QC con especialista en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Autenticación. Etc

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para mis productos?

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2-4 semanas y podemos ofrecer una garantía de 12 meses de entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como cliente.

P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

A: seguro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle en nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en el 3er. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.