

## Parámetros del producto

Nombre del producto	Almohadilla de electrodo negativa de silicona pequeña personalizada para abrir BLK Medical Grade Reusable
Material	Silicona/acero inoxidable
Color	Negro
Equipos aplicados	Diez máquina, plataforma de conexión a tierra de ESU
Función	Servicios de salud médica, placa del paciente, electroesúrgico
Moq	500 piezas

En el ámbito de los accesorios médicos, los productos diseñados para una conductividad y comodidad óptimas en aplicaciones médicas y de rehabilitación, como la *Placa negativa de silicona pequeña: para abrir el modelo BLK*, son muy apreciados. El [Cable de electrodo múltiple integrado](#) De manera similar, juega un papel crucial en el campo de la medicina. Ampliamente utilizado con varios dispositivos médicos, permite una transmisión de señal precisa, proporcionando un fuerte apoyo para el diagnóstico médico y el tratamiento, al igual que la pequeña placa negativa de silicona, es un accesorio indispensable en los procedimientos médicos.

Otro producto comparable es el [Almohadilla de electrodos](#). Similar a la placa negativa de silicona negra, estas almohadillas se elaboran con materiales de alta calidad para garantizar una excelente adherencia a la piel. Se usan ampliamente en varias terapias de rehabilitación y aplicaciones de monitoreo médico, ayudando a los pacientes a recibir un mejor tratamiento.

### Foto del producto:









**Información de la empresa. Descripción general**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# Preguntas frecuentes

## **P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de pedir más?**

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratuita si tenemos stock, la muestra personalizada debe cargarse el costo de configuración. Apreciamos que nos pida una muestra para verificar nuestra calidad.

## **P2: ¿Qué métodos de pago acepta?**

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

## **P3: ¿Cómo está su fábrica con respecto al control de calidad?**

R: La calidad es prioridad. El departamento de QC con especialista en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Autenticación. Etc

## **P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?**

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

## **P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para mis productos?**

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2-4 semanas y podemos ofrecer una garantía de 12 meses de entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como cliente.

## **P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?**

A: seguro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle en nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en el 3er. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.