

Nombre del producto	Electrodo de clip de oreja TVNS personalizado para estimulación del nervio vago auricular Proveedor de electrodos médico certificado por Dongguan ISO13485
solicitud	Máquina de estimulación, herramienta de fisioterapia
longitud	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizado
color	Negro, gris, blanco, negro y personalizado
Material conductor	Cobre enlatado
embalar	Empaquetado por separado

Fabricado por una fábrica profesional de electrodos médicos certificados por ISO13485 en Dongguan, China, este electrodo de clip de orejas TVNS está especialmente diseñado para la terapia de estimulación nerviosa vaga auricular (TVNS). El electrodo ofrece un excelente contacto y conductividad de la piel, que ofrece señales eléctricas precisas para los tratamientos de neuromodulación.

Para los usuarios que buscan soluciones de electrodos adicionales, consulte nuestra [Almohadillas de electrodo negativas de silicona reutilizables con pasador de electrodo de 2.0 mm y cable DIN de 5 pines](#).

Construido con contactos de silicona y acero inoxidable de grado médico, el electrodo garantiza la comodidad del paciente, la durabilidad y la biocompatibilidad. El diseño del clip proporciona un ajuste seguro en la aurícula, minimizando la pérdida de señal y mejorando los resultados terapéuticos.

También suministramos [Electrodos EEG de disco chapado en oro de cobre para aplicaciones húmedas](#), ideal para la recolección de señales EEG/BCI.

Como proveedor de accesorios médicos confiables y fabricante mayorista, nuestra planta DongGuan admite servicios OEM y ODM, que ofrece longitudes de cables personalizadas, tipos de conector (2.0 mm / 2.5 mm) y soluciones de embalaje para satisfacer diversas necesidades clínicas y de investigación.





Certificación y cumplimiento:

El cable cumple con estándares estrictos para garantizar el más alto nivel de calidad y seguridad en el campo de la medicina:

- **ISO 13485:** La certificación garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales de los sistemas de gestión de calidad de equipos médicos.
- **ISO 9001:** Asegúrese de que el producto esté fabricado bajo un sistema de gestión de calidad de sonido.
- **Aprobación de la FDA:** El producto está registrado en la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Y cumple con los estándares de sus dispositivos médicos.
- **Certificación CE MDR:** Cumplir con el Reglamento de Equipos Médicos de la UE (MDR) para garantizar la seguridad y la efectividad de los usos médicos.

Información de la empresa. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



Preguntas frecuentes

P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de ordenar más?

R: Por supuesto, Heymed proporcionará muestras gratuitas, y si tenemos existencias, las muestras personalizadas requerirán costos de instalación. Gracias por pedirnos que revisemos nuestra calidad para muestras.

P2: ¿Qué métodos de pago acepta?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

Pregunta 3: ¿Cómo le va a su fábrica en el control de calidad?

Respuesta: se prefiere la calidad. El departamento de QC con expertos en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad de principio a fin. Nuestra fábrica ha sido certificada por ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Pregunta 4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar mis artículos favoritos, como imprimir mi propio logotipo o modificar mi diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Brindamos servicios OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

Pregunta 5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicios de transporte utilizará para enviar mis productos?

R: Nuestro tiempo de entrega es de aproximadamente 2-4 semanas y podemos proporcionar una garantía de entrega de 12 meses. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Pregunta 6: ¿Dónde está tu fábrica? ¿Cómo debo visitar?

Respuesta: Por supuesto. Nos complace darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en la tercera. Un edificio A, No. 8, ubicado en Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, Provincia de Guangdong, China