

Términos comerciales: MANDO Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacidad de producción: 1.000.000 unidades por mes

Pago: T/T, Paypal, Western Union

Lugar de origen: Dongguan, China

Plazo de entrega: plazo de entrega de la muestra de 3 a 7 días, la producción en masa es de alrededor de 15 a 20 días

Certificados: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Envío: Por aire, por mar o Fedex, DHL, UPS


Cantidad mínima de pedido: 500 unidades.

---

### **Características:**

- Heymed [Cables conductores de electrodos de repuesto](#) Compatible con TENS 7000, Nicwell Care, TENS 3000
- Material de alta calidad: cables de alambre premium de lámina de cobre, duraderos para un uso prolongado.
- Este cable de repuesto TENS: enchufe de seguridad CC de 2,35 mm, con conector tipo clavija macho de 2,0 mm. longitud del cable 1150 mm.
- Nuestro [Cables conductores TENS](#) NO se ajuste a dispositivos EMPI o Prospera
- ¡No dude en contactarnos si necesita ayuda!

El [cable de electrodo estilo pin](#) Cable conductor de repuesto de unidades TENS  
Referencia del dibujo:



Productos relacionados:

[Cable magnético de electrodo a presión de ecg de 3 derivaciones](#)

[Cable de electrodo tipo pin USB tipo c a 2,0 mm](#)

Heymed Technology es un fabricante líder en China para [cables medicos](#) y accesorios, Cierre magnético [cable del electrodo](#) con conector de audio de 3,5 mm, que no es solo una determinada especificación de los cables magnéticos, Heymed siempre hace lo mejor para la personalización, que proporciona las diferentes especificaciones de cableado, cable, longitud personalizada y número de cables de electodos.

Calidad de los productos garantizada por más de 12 meses y conformidad con RoHS y certificación

Hemed ya cuenta con la certificación I S O 13485 de gestión de calidad de dispositivos médicos, el registro I S O 9 0 0 1 para la gestión de calidad internacional y el registro I S O 1 4 0 0 1 para el sistema de gestión ambiental y los productos han pasado los informes de





prueba de UL, CQC, CE y SGS.



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

---

## Preguntas más frecuentes

**P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de realizar un pedido más?**

R: Claro, Heymed proporciona muestras gratuitas si tenemos existencias, a las muestras personalizadas se les debe cobrar el costo de instalación. Agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.

**P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?**

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

**P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?**

R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con especialistas profesionales en garantía de calidad concede gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

**P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logo o modificar el diseño?**

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio OEM/ODM. Comuníquese con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

**P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?**

R: Nuestro plazo de entrega es de aproximadamente 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

**P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?**

R: Claro. Estaremos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo.