

## Parámetros del producto

Nombre del producto	Factory personalizado USB C Male a plateado Copa de succión EEG EEG y cables de plomo con clip para orejas para dispositivos EMS   Dongguan Tens EMS Fabricante de cables de plomo
conector	USB tipo C hombre
Longitud del cable	120 cm o personalizado
Color de cable	Negro blanco o personalizado
Función	TENS EMS Transmisión/masajeador ECG/EKG/EEG/Cable de adaptador EMG
Cantidad mínima de pedido	500 piezas

Fabricado por un proveedor y fábrica de cable médico certificado por ISO13485 en Dongguan, China, este cable de succión de cloruro USB de cloruro y cloruro personalizado y cable de clip de orejas está diseñado para transmisión bio-senal de alta fidelidad en dispositivos terapéuticos y diagnósticos.

Las tazas de succión y cloruro de plata/plata aseguran una excelente conductividad de piel de electrodo y contacto estable a largo plazo. Esta configuración es ideal para aplicaciones de terapia de neurocontratamiento, electroterapia y TENS/EMS de EEG. Para configuraciones similares, nuestro [Enchufe de lema de plástico a 4 cables de 4.0 mm de cable de electrodo](#) proporciona otra opción para la conectividad TENS/EMS, mientras que el Enchufe de audio de 3.5 mm al cable de electrodo de copa EEG es adecuado para sistemas que requieren gatos de audio estándar y electrodos EEG de cloruro de plata.

El [Conector USB-C](#) asegura una amplia compatibilidad con los dispositivos electromédicos modernos, mientras que el cable de plomo se puede adaptar en longitud, material de la chaqueta y medidor de alambre para satisfacer necesidades clínicas o de investigación específicas.

## Fotos del producto:









**Información de la empresa. Descripción general**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# Preguntas frecuentes

## **P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de ordenar más?**

R: Por supuesto, Heymed proporciona muestras gratuitas si las tenemos en stock, las muestras personalizadas requieren tarifas de instalación. Gracias por pedirnos muestras para verificar nuestra calidad.

## **P2: ¿Qué métodos de pago acepta?**

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

## **P3: ¿Cómo le va a su fábrica en términos de control de calidad?**

Respuesta: La calidad es prioridad. El departamento de QC con expertos en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido RoHS, SGS, CE FCC, Certificación ISO9001: 2008. ETC

## **P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?**

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Brindamos servicios OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

## **P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para enviar mi producto?**

R: Nuestro tiempo de entrega es de aproximadamente 2-4 semanas, y podemos proporcionar una garantía de 12 meses a partir de la entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

## **P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?**

Respuesta: Por supuesto. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en la tercera. Edificio A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China