

Parámetros del producto

Nombre del producto	Fábrica encendida de plátano personalizada de 4.0 mm al cable de pin de electrodo de 2.0 mm Solución de conectividad de alta calidad de Dongguan China
Conector	Plano de 4.0 mm, pinector de 2.0 mm
Longitud del cable	1m o personalizado
Color de cable	Negro o personalizado
Equipos aplicados	EEG, ECG, EMG
Función	Señal de transferencia
Moq	100pcs

Nuestro enchufe de plátano de 4.0 mm de fábrica a 2.0 mm al cable de pin de electrodo de 2.0 mm está diseñado para transmisión de señal confiable en aplicaciones médicas, de terapia y monitoreo. Producido en Dongguan, China por un experimentado fabricante y proveedor de cables, este cable presenta alambre de cobre de alta conductividad y aislamiento duradero de TPU o PVC, asegurando tanto la flexibilidad como la longevidad. Los conectores están moldeados de forma segura para una conexión fuerte y estable durante el uso en equipos TENS o EMS. Los pedidos OEM y ODM son bienvenidos, con opciones de personalización completas para el tamaño, el tipo de cable y el embalaje. Ofrecemos una entrega rápida y una calidad consistente como proveedor de cable médico directo.

Para aplicaciones que requieren configuraciones múltiples, nuestras [Cable de cable de cables de cable de ECG de pasador de electrodo de 18 pulgadas multifuncional de tipo C a 2.0](#) ofrece opciones de conectividad versátiles. Además, para extender el alcance de las unidades de decenas, considere nuestra [Cable de cables de plomo de reemplazo de la unidad de decena 2.0 mm Cable de electrodo de extensión femenina](#), Diseñado para una integración perfecta con los sistemas existentes.

Como fabricante, proveedor y fábrica con sede en Dongguan, estamos comprometidos a ofrecer cables médicos personalizables de alta calidad para satisfacer diversas necesidades de clientes.

Foto del producto:





Información de la empresa. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



Preguntas frecuentes

P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de pedir más?

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratuita si tenemos stock, la muestra personalizada debe cargarse el costo de configuración. Apreciamos que nos pida una muestra para verificar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago acepta?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo está su fábrica con respecto al control de calidad?

R: La calidad es prioridad. El departamento de QC con especialista en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Autenticación. Etc

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para mis productos?

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2-4 semanas y podemos ofrecer una garantía de 12 meses de entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como cliente.

P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

A: seguro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle en nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en el 3er. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.