

## parametros del producto

nombre del producto	Cables de paciente de aguja de electrodo 00B4P personalizados de fábrica lemo metal cable macho ECG clip 2,0 con conexión de funda
Conector	00B4P lemo metal macho, aguja de electrodo 2.0
Material	CLORURO DE POLIVINILO ,TPE,TPU
Color	Negro, personalizado
Equipos aplicados	Cuidado médico y personal
Función	Servicios médicos de salud, cobro, datos télex, transmisión de señales.
Cantidad mínima de pedido	50 PCS

**Foto del producto:**









**Información de la compañía. Descripción general**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## **Preguntas más frecuentes**

### **P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de realizar un pedido más?**

R: Claro, Heymed proporciona muestras gratuitas si tenemos existencias, a las muestras personalizadas se les debe cobrar el costo de instalación. Agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.

### **P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?**

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

### **P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?**

R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con especialistas profesionales en garantía de calidad concede gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

### **P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logo o modificar el diseño?**

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio OEM/ODM. Comuníquese con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

### **P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?**

R: Nuestro plazo de entrega es de aproximadamente 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

### **P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?**

R: Claro. Estaremos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica está ubicada en 3ro. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.