

Términos comerciales: MANDO Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacidad de producción: 1.000.000 unidades por mes

Pago: T/T, Paypal, Western Union

Lugar de origen: Dongguan, China

Plazo de entrega: plazo de entrega de la muestra de 3 a 7 días, la producción en masa es de alrededor de 15 a 20 días

Certificados: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Envío: Por aire, por mar o Fedex, DHL, UPS

Cantidad mínima de pedido: 500 unidades.

---

### **Características:**

- Cuidado de todo el cuerpo: trate múltiples áreas, incluidos hombros, codos, muñecas, espalda baja, muslos, rodillas e incluso los pies. Estimula la liberación del factor de crecimiento, repara las células y alivia el dolor articular y muscular.
- Seguro y eficaz: PSP10 genera ondas de choque de baja intensidad para una experiencia no invasiva, indolora y sin anestesia. Las ondas de choque desencadenan la autocuración de su cuerpo, mejoran el metabolismo e inician la recuperación natural.
- Solución ED: las ondas de choque de baja intensidad mejoran la circulación sanguínea local, promueven nuevos vasos sanguíneos y mejoran la salud del pene, tratando eficazmente la disfunción eréctil.
- Fácil de usar: con controles táctiles, ofrece una experiencia de tratamiento de grado médico con un solo toque. Alivia rápidamente el dolor articular y muscular causado por estar sentado o haciendo ejercicio durante mucho tiempo. Pequeño en tamaño, potente en rendimiento.

Variedad personalizada Heymed de alta calidad. [cables medicos](#) En China, ofrecemos [Cable de electrodo a presión USB C a 4,0 mm](#), [Conector lemo a cable de electrodo de clavija de 2,0 mm](#) Etc.

### **Foto del producto:**



---

### **Información de la empresa:**

Heymed Technology es un fabricante líder en China de cables y accesorios médicos, cierre magnético Cable de electrodo con conector de audio de 3,5 mm, que no es solo una determinada especificación de los cables magnéticos, Heymed siempre hace lo mejor para la personalización, que proporciona las diferentes especificaciones de cableado, cable, longitud personalizada y número de cables de electrodos.

Calidad de los productos garantizada por más de 12 meses y conformidad con RoHS y certificación

Hemed ya cuenta con la certificación I S O 13485 de gestión de calidad de dispositivos

médicos, el registro I S O 9 0 0 1 para gestión de calidad internacional y el registro I S O 1 4 0 0 1 para sistema de gestión ambiental y los productos han pasado los informes de pruebas UL, CQC, CE y SGS.



## Preguntas más frecuentes

### **P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de realizar un pedido más?**

R: Claro, Heymed proporciona muestras gratuitas si tenemos existencias, a las muestras personalizadas se les debe cobrar el costo de instalación. Agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.

### **P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?**

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

### **P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?**

R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con especialistas profesionales en garantía de calidad concede gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

### **P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?**

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio OEM/ODM. Comuníquese con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

### **P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?**

R: Nuestro plazo de entrega es de aproximadamente 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

### **P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?**

R: Claro. Estaremos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo.