

Nombre del producto	Guangdong Factory Custom de 10 mm Pure Cobre Cern Al Alligator, sonda magnética para el arnés de alambre de fisioterapia
solicitud	Máquina de estimulación, instrumento de fisioterapia
longitud	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizado
color	Negro, gris, blanco, negro y personalizado
Material conductor	Cobre estampado
Paquete	Empaquetado individualmente

Solicitud:

- **Fabricación de equipos de fisioterapia:** En las plantas de fabricación de equipos de fisioterapia, ya sea que sean equipos a gran escala, como sillas de masaje y camas de fisioterapia, o pequeños dispositivos de fisioterapia portátiles, el acortar de coches de cobre puro de 10 mm combinado con una sonda magnética se puede usar para conexiones de circuitos internos. Esto garantiza El rendimiento estable del equipo y ayuda a producir productos de alta calidad.
- **Mantenimiento del equipo de fisioterapia:** Cuando los equipos de fisioterapia no funcionan y deben repararse, el personal de mantenimiento puede usar este clip de cocodrilo y una sonda magnética para conectar rápidamente el equipo de prueba, detectar y solucionar los problemas de las piezas defectuosas, ubicar con precisión los problemas, acortar el tiempo de mantenimiento, mejorar la eficiencia de mantenimiento y permitir el Equipo para volver al uso normal lo antes posible.
- **Fisioterapia diaria del hogar:** Para los usuarios de salud conscientes del hogar, cuando usan equipos de fisioterapia domiciliaria para la atención médica diaria, la característica fácil de usar de este accesorio permite una fácil conexión con el equipo. Satisface las necesidades de los usuarios para realizar operaciones de fisioterapia de forma independiente y proporciona un soporte de conexión confiable para la fisioterapia domiciliaria.

Características principales:

- **Ventajas de material:** El **clip de cocodrilo de alta calidad** está hecho de cobre puro de 10 mm. El cobre puro tiene una excelente conductividad eléctrica, que puede garantizar la transmisión de corriente estable, reducir la pérdida de señal y proporcionar soporte de potencia estable para equipos de fisioterapia.
- **Diseño estructural:** El **clip** [La estructura tiene una fuerte fuerza de sujeción y puede mantener firmemente varios cables o interfaces de equipos. Se puede operar de manera rápida y estable para garantizar una conexión confiable.](#)
- **Características de conexión:** La sonda magnética emparejada utiliza fuerza magnética para la adsorción, eliminando la necesidad de acciones engorrosas y desconocidas. Puede lograr una conexión rápida, mejorar en gran medida la eficiencia de la operación y mantener un estado estable.









Certificación y cumplimiento:

Este cable cumple con los estándares estrictos para garantizar los niveles de mayor calidad y seguridad en el campo de la medicina:

- **ISO 13485:** La certificación garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales para los sistemas de gestión de calidad de dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Asegúrese de que los productos se fabriquen bajo un sistema de gestión de calidad de sonido.
- **FDA aprobado:** El producto está registrado en la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Y cumple con los estándares de sus dispositivos médicos.
- **Certificación CE MDR:** Cumple con el Reglamento de dispositivos médicos (MDR) de la UE para garantizar la seguridad y la efectividad para el uso médico.

Información de la empresa. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Preguntas frecuentes

P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de ordenar más?

R: Por supuesto, Heymed proporcionará muestras gratuitas si las tenemos en stock, las muestras personalizadas requieren tarifas de instalación. Gracias por pedirnos muestras para verificar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago acepta?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le va a su fábrica en términos de control de calidad?

Respuesta: La calidad es prioridad. El departamento de QC con expertos en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad de principio a fin. Nuestra fábrica ha obtenido RoHS, SGS, CE FCC, Certificación ISO9001: 2008. ETC

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Brindamos servicios OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para enviar mi producto?

R: Nuestro tiempo de entrega es de aproximadamente 2-4 semanas, y podemos proporcionar una garantía de 12 meses de entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

Respuesta: Por supuesto. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en la tercera. Edificio A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China