

Nombre del producto	Cable de fisioterapia personalizado profesional de Guangdong Cable 2.0 Tubo redondo con pines de electrodo 2.0 con cable de plomo SR ISO9001/13485, FDA, CE certificado
solicitud	Máquina de estimulación, instrumento de fisioterapia
longitud	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizado
colo	Gris, blanco, negro y personalizado
Material conductor	Cobre estampado
Paquete	Empaquetado individualmente

solicitud:

- **Hospitales y centros de rehabilitación**

Apto para **Unidades de decenas, Dispositivos EMS**, etc., utilizado para la recuperación postoperatoria, los espasmos musculares y el manejo del dolor crónico. La línea de terapia y los electrodos proporcionan transmisión de corriente estable para estos dispositivos, ayudando a los pacientes a acelerar la recuperación y aliviar el dolor.

- **Fisioterapia y manejo del dolor**

Aplicado **Dispositivos de electroterapia de baja frecuencia, dispositivos de electroterapia pulsados**, etc., para tratar afecciones como artritis, ciática y dolor en el cuello y los hombros. El producto garantiza un flujo de corriente incluso, mejora la circulación sanguínea, alivia el dolor y promueve la recuperación muscular.

- **Cuidado del hogar y bienestar personal**

Adecuado para el uso del hogar **Unidades de decenas** or **Estimuladores musculares EMS**, proporcionar a los usuarios una forma conveniente de relajar los músculos, aliviar el dolor y recuperarse de la fatiga. Los electrodos y la línea de terapia garantizan la transmisión de corriente segura, lo que facilita que los usuarios realicen autocuidado en el hogar.

- **Recuperación de atletas y medicina deportiva**

Ampliamente utilizado en **Dispositivos de electroterapia de recuperación deportiva, estimuladores eléctricos**, etc., para ayudar a los atletas a recuperar los músculos, reducir el dolor y la fatiga posterior al ejercicio, y promover la reparación muscular y la circulación sanguínea, acelerando el proceso de recuperación.

Características principales:

- **Tratamiento efectivo:** Presenting **2.0 electrodos**, promoviendo efectivamente la estimulación del tejido profundo y la mejora de los resultados del tratamiento.
- **Certificaciones profesionales:** El producto está certificado con ISO9001, ISO13485, FDA, CE y MDR, asegurando la seguridad y la alta calidad en todo el mundo.
- **Servicio de personalización:** Nuestra fábrica ofrece personalización basada en las necesidades específicas del cliente, incluida la longitud del electrodo, las combinaciones de accesorios y las opciones de empaque.
- **Alta durabilidad:** Hecho de materiales de grado médico de alta calidad, asegurando una excelente durabilidad y estabilidad para el uso a largo plazo.
- **Amplia aplicación:** Adecuado para varios dispositivos médicos, especialmente para su uso en

electroterapia, fisioterapia y equipos de rehabilitación.

- **Configuración flexible:** Electrodos, extremos de tubo redondo y componentes deslizantes puede combinarse de manera flexible de acuerdo con las diferentes necesidades, satisfacer los requisitos personalizados.







Certificación y cumplimiento:

Este cable cumple con los estándares estrictos para garantizar los niveles de mayor calidad y seguridad en el campo de la medicina:

- **ISO 13485:** La certificación garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales para los sistemas de gestión de calidad de dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Asegúrese de que los productos se fabriquen bajo un sistema de gestión de calidad de sonido.
- **FDA aprobado:** El producto está registrado en la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Y cumple con los estándares de sus dispositivos médicos.
- **Certificación CE MDR:** Cumple con el Reglamento de dispositivos médicos de la UE (MDR) para garantizar la seguridad y la efectividad para el uso médico.

Información de la empresa. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Preguntas frecuentes

P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de ordenar más?

R: Por supuesto, Heymed proporcionará muestras gratuitas si las tenemos en stock, las muestras personalizadas requieren tarifas de instalación. Gracias por pedirnos muestras para verificar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago acepta?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le va a su fábrica en términos de control de calidad?

Respuesta: La calidad es prioridad. El departamento de QC con expertos en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad de principio a fin. Nuestra fábrica ha obtenido RoHS, SGS, CE FCC, Certificación ISO9001: 2008. ETC

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Brindamos servicios OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para enviar mi producto?

R: Nuestro tiempo de entrega es de aproximadamente 2-4 semanas, y podemos proporcionar una garantía de 12 meses de entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

Respuesta: Por supuesto. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en la tercera. Edificio A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China