

## Parámetros del producto

Nombre del producto	5 en 1 cables de cable de electrodo tipo C a 4.0 mm Cable de cable de botón de electrodo médico
Conector	Snap femenino de 3.5 mm/4.0 mm a Tipo C
Longitud del cable	120 cm o personalizado
Color de cable	Negro blanco o personalizado
Función	TENS EMS Transmisión/masajeador ECG/EKG/EEG/Cable de adaptador EMG
Moq	100pcs

El [Cable de ajuste de tipo C a 4.0 mm](#), con orgullo fabricado en Dongguan, China, está diseñado para profesionales que requieren conectividad confiable y eficiente. Ideal para diversas aplicaciones, incluidos dispositivos médicos como monitores ECG/EKG, así como equipos portátiles, este cable ofrece durabilidad y rendimiento superior. Con materiales robustos e ingeniería de precisión, admite la transmisión de datos estable y la carga rápida.

Para aquellos que buscan conectividad de doble liderazgo, también ofrecemos el [SHELS ABS USB Tipo C a ECG/EKG Cable de cable de cable de cable de electrodo Snap de ECG/EKG](#), que garantiza una transmisión de señal confiable y precisa para aplicaciones médicas.

Nuestra instalación de fabricación está certificada con ISO13485 e ISO9001, asegurando los más altos estándares de calidad. Las opciones de personalización están disponibles para satisfacer las necesidades específicas. Aseguramos la entrega oportuna a través de nuestra cadena de suministro confiable.

## Foto del producto:

**HEYMED**



www.heyimed.cn



**Información de la empresa. Descripción general**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# Preguntas frecuentes

## **P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de pedir más?**

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratuita si tenemos stock, la muestra personalizada debe cargarse el costo de configuración. Apreciamos que nos pida una muestra para verificar nuestra calidad.

## **P2: ¿Qué métodos de pago acepta?**

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

## **P3: ¿Cómo está su fábrica con respecto al control de calidad?**

R: La calidad es prioridad. El departamento de QC con especialista en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Autenticación. Etc

## **P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?**

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

## **P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para mis productos?**

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2-4 semanas y podemos ofrecer una garantía de 12 meses de entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como cliente.

## **P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?**

A: seguro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle en nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en el 3er. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.