

## parametros del producto

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| nombre del producto | Conectores de vaivén LEMO de plástico para cable de clavija macho de electrodo |
| Conector            | Conector LEMO de plástico, pin macho de 2,0 mm                                 |
| Longitud del cable  | 30 cm o personalizado                                                          |
| Color de cable      | Negro o personalizado                                                          |
| Equipos aplicados   | EEG, ECG, EMG                                                                  |
| Función             | Transferencia de señal                                                         |
| MOQ                 | 100PCS                                                                         |

Este conector Lemo de plástico de 4 pines personalizado a pin macho de electrodo [cable electrocardiograma/electrocardiograma](#), es ampliamente utilizado en la industria médica, como la máquina ECG EEG EKG EMG o el dispositivo TENS, y este conector macho autoblocante Lemo de 4 pines a cable Din macho de 2,0 mm puede fabricarse con diferentes materiales de alambre, como alambre blindado de grado médico TPU.

Además, también tenemos otro cable DIN médico similar como [Codo tipo C macho a electrodo de 2,0 mm Cable conductor macho de 4 pines](#) y .

[Como fabricante profesional de cables médicos ecg eeg ekg emg, tenemos décadas de experiencia en la personalización de cables y tenemos suficiente experiencia en la personalización de cables para satisfacer las diferentes necesidades de personalización de nuestros clientes, por ejemplo. .](#)

[Foto del producto:](#)












## Información de la compañía. Descripción general



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer  
of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,  
medical cables and chargers with good quality and best price.



## Preguntas más frecuentes

P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de pedir más?

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratis si tenemos existencias, la muestra personalizada debe pagar el costo de instalación. Le agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?

R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con un especialista en garantía de calidad profesional otorga gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio de OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

Q5: tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

R: Claro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica está ubicada en 3ra. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.