

Términos comerciales: MANDO Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacidad de producción: 1.000.000 unidades por mes

Pago: T/T, Paypal, Western Union

Lugar de origen: Dongguan, China

Plazo de entrega: plazo de entrega de la muestra de 3 a 7 días, la producción en masa es de alrededor de 15 a 20 días

Certificados: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Envío: Por aire, por mar o Fedex, DHL, UPS

Cantidad mínima de pedido: 500 unidades.

Características:

Conector Lemo 6P personalizado de fábrica a cables de interfaz DB9 SpO2 para oxímetro, este **cable conector lemo** Se suministra para equipos médicos. Heymed **Accesorio de cable médico** se utiliza ampliamente en dispositivos médicos y aplicaciones de medios, ofrecemos conectores lemo de tipo metálico y plástico para conjuntos de cables.

Heymed hace que la personalización de cables médicos sea fácil y flexible para OEM ODM en cuanto al tipo de conector, calibre del cable, longitud del cable, etc., y ofrece más soluciones de productos de cable para una variedad de dispositivos y máquinas.

No dude en contactarnos, OEM ODM está disponible.

Foto del producto:





Información de la empresa:

Heymed Technology es un fabricante líder en China de cables y accesorios médicos, cierre magnético Cable de electrodo con conector de audio de 3,5 mm, que no es solo una determinada especificación de los cables magnéticos, Heymed siempre hace lo mejor para la personalización, que proporciona las diferentes especificaciones de cableado, cable, longitud personalizada y número de cables de electrodos.

Calidad de los productos garantizada por más de 12 meses y conformidad con RoHS y certificación

Hemed ya cuenta con la certificación I S O 13485 de gestión de calidad de dispositivos

médicos, el registro I S O 9 0 0 1 para gestión de calidad internacional y el registro I S O 1 4 0 0 1 para sistema de gestión ambiental y los productos han pasado los informes de pruebas UL, CQC, CE y SGS.



Preguntas más frecuentes

P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de realizar un pedido más?

R: Claro, Heymed proporciona muestras gratuitas si tenemos existencias, a las muestras personalizadas se les debe cobrar el costo de instalación. Agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?

R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con un especialista profesional en garantía de calidad concede gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio OEM/ODM. Comuníquese con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?

R: Nuestro plazo de entrega es de aproximadamente 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

R: Claro. Estaremos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo.