

## parametros del producto

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| nombre del producto | USB 3.0 Tipo C a 3,5 mm Electrodo médico Cable a presión Cable conductor |
| conector            | Broche hembra de 3,5 mm/4,0 mm a conector USB C                          |
| Longitud del cable  | 30 cm o personalizado                                                    |
| Color de cable      | Negro o personalizado                                                    |
| Función             | Cable adaptador de transmisión/masajeador ECG/EKG/EEG/EMG TENS EMS       |
| MOQ                 | 100PCS                                                                   |

Como fabricante de certificación del sistema de gestión de dispositivos médicos ISO13485, tenemos muchos años de experiencia en la producción [ECG EKG EEG Cables EMG](#) y otra .

[Este cable de electrodo a presión USB C a ECG está compuesto por USB C y botón a presión hembra ecg de 3,5 mm, se puede usar para la máquina EEG ECG. Además, admitimos servicios OEM ODM para todos nuestros productos de cable con cable blindado de grado médico \(material de TPU \),como \[Conector impermeable M5 a cable de clip de captura de ECG con pin macho\]\(#\).](#)

**Mientras tanto, tenemos décadas de experiencia en la personalización de cables en [Cable de electrodo de monitoreo de ECG EEG de derivaciones múltiples](#) y tener suficiente experiencia personalizada de cable para satisfacer cualquier necesidad de personalización de nuestros clientes.**

**Foto del producto:**












Información de la compañía. Descripción general



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer  
of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,  
medical cables and chargers with good quality and best price.



## **Preguntas más frecuentes**

**P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de pedir más?**

**R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratis si tenemos existencias, la muestra personalizada debe pagar el costo de instalación. Le agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.**

**P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?**

**R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C**

**P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?**

**R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con un especialista en garantía de calidad profesional otorga gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc**

**P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?**

**R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio de OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.**

**Q5: tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?**

**R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.**

**P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?**

**R: Claro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica está ubicada en 3ra. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.**