

parametros del producto

nombre del producto	Tipo C macho a electrodo macho Pin resorte bobina espiral cable con 4 hilos conductores
Conector	Conector tipo C macho a clavija de electrodo
Longitud del cable	30 cm o personalizado
Color de cable	Blanco o personalizado
Equipos aplicados	EEG, ECG, EMG
Función	Transferencia de señal
MOQ	100PCS

Como fabricante profesional de cables médicos ecg eeg ekg emg, fabricamos nuestros cables ECG personalizados [Conector de alimentación de CC 2,35 a cable de conexión a presión hembra doble](#) Con materiales de alta calidad para cumplir con el estándar médico, apoyamos los servicios OEM ODM para todos nuestros productos de cable, como [Cable de electrodo de monitoreo de ECG EEG de múltiples derivaciones](#). Mientras tanto, tenemos décadas de experiencia en la personalización de cables y tenemos suficiente experiencia en la personalización de cables para satisfacer las diferentes necesidades de personalización de nuestros clientes, por ejemplo. [Micro usb a cable multiconductor EEG ECG cable de electrodo](#).

Conector A: conector macho usb c tipo c

Conector B: conector macho de electrodo de 1,5/2,0 mm

Sobre el cable médico de electrodo personalizado, también tenemos el [Clip de ecg macho para cable de clip de agarre](#) utilizado en dispositivos médicos.

Foto del producto:





Información de la compañía. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

Preguntas más frecuentes

P1: ¿Puedo iniciar un pedido de muestra antes de pedir más?

R: Claro, Heymed proporciona una muestra gratis si tenemos existencias, la muestra personalizada debe pagar el costo de instalación. Le agradecemos que nos solicite una muestra para comprobar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago aceptan?

R: PayPal, T/T, transferencia bancaria, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le está yendo a su fábrica con respecto al control de calidad?

R: La calidad es prioridad. El departamento de control de calidad con un especialista en garantía de calidad profesional otorga gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final. Nuestra fábrica ha obtenido la autenticación Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los artículos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Ofrecemos servicio de OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o con nuestro representante de ventas para obtener más detalles.

Q5: tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizarán para mis productos?

R: Nuestro tiempo de entrega es de alrededor de 2 a 4 semanas y podemos ofrecer 12 meses de garantía desde la entrega. Utilizamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

P6: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

R: Claro. Estamos más que felices de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica está ubicada en 3ra. Piso, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.