

Nombre del producto	USB Type-C hembra a cable médico de electrodo SNAP dual de 3.5 mm ISO13485 Fabricante certificado de Dongguan
solicitud	Máquina de estimulación, instrumento de fisioterapia
longitud	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizado
color	Negro, gris, blanco, negro y personalizado
Material conductor	Cobre estampado
Paquete	Empaquetado individualmente

El cable médico de electrodo magnético de USB tipo C a doble electrodo magnético de 3.5 mm está diseñado para entornos médicos profesionales. Ideal para dispositivos de terapia con TENS y EMS, este cable presenta una interfaz USB-C confiable y conectores de electrodo SNAP magnéticos duales para una terapia de estimulación eléctrica segura y segura.

Fabricado por un proveedor y fábrica de cables médicos certificados por ISO13485 en Dongguan, China, este producto ofrece personalización completa para los tipos de longitud, color y conector. Similar a nuestro [Audio de 3.5 mm a 4.0 mm de cables snap](#) y [USB B enchufe masculino con resistencia a pines de electrodo de 2.0 mm](#) , está hecho con chaquetas TPU o PVC de alta calidad para garantizar flexibilidad y durabilidad a largo plazo. Los servicios OEM/ODM son totalmente compatibles para clientes B2B globales.

Ya sea que sea un proveedor de dispositivos médicos o un distribuidor de equipos de rehabilitación, nuestra fábrica puede ofrecer una calidad constante y plazos de producción receptivos adaptados a las necesidades de su proyecto.

Solicitud:

- **Departamentos de rehabilitación del hospital:** Se utiliza en varios equipos de tratamiento de rehabilitación para ayudar a los pacientes en la estimulación muscular, la restauración de la función nerviosa y otros tratamientos.
- **Centros de fisioterapia profesionales:** Proporcionar soluciones de conexión de equipos convenientes para fisioterapeutas y apoyar una variedad de proyectos de fisioterapia, como la terapia con electro acupuntura, terapia de tuina electro -asistida, etc.
- **Atención a domicilio:** Facilitar a los usuarios domésticos para llevar a cabo fisioterapia simple y atención médica por su cuenta, como aliviar el dolor muscular y promover la circulación sanguínea.
- **Instituciones de investigación:** Como cable de conexión para equipos experimentales, se utiliza para la recolección y análisis de señales biografía de la investigación médica.





Certificación y cumplimiento:

Este cable cumple con los estándares estrictos para garantizar los niveles de mayor calidad y seguridad en el campo de la medicina:

- **ISO 13485:** La certificación garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales para los sistemas de gestión de calidad de dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Asegúrese de que los productos se fabriquen bajo un sistema de gestión de calidad de sonido.
- **FDA aprobado:** El producto está registrado en la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Y cumple con los estándares de sus dispositivos médicos.
- **Certificación CE MDR:** Cumple con el Reglamento de dispositivos médicos (MDR) de la UE para garantizar la seguridad y la efectividad para el uso médico.

Información de la empresa. Descripción general



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Preguntas frecuentes

P1: ¿Puedo comenzar un pedido de muestra antes de ordenar más?

R: Por supuesto, Heymed proporcionará muestras gratuitas si las tenemos en stock, las muestras personalizadas requieren tarifas de instalación. Gracias por pedirnos muestras para verificar nuestra calidad.

P2: ¿Qué métodos de pago acepta?

A: PayPal, T/T, Bank Transfer, Western Union y L/C

P3: ¿Cómo le va a su fábrica en términos de control de calidad?

Respuesta: La calidad es prioridad. El departamento de QC con expertos en garantía de calidad profesional otorga una gran importancia al control de calidad de principio a fin. Nuestra fábrica ha obtenido RoHS, SGS, CE FCC, Certificación ISO9001: 2008. ETC

P4: ¿Fábrica? ¡Sí! ¿Puedo personalizar los elementos que me gustan, como imprimir nuestro propio logotipo o modificar el diseño?

R: Sí, somos una fábrica con más de 100 empleados. Brindamos servicios OEM/ODM. Póngase en contacto con nosotros o nuestro representante de ventas para más detalles.

P5: ¿Tiempo de entrega y garantía? ¿Qué servicio de envío utilizará para enviar mi producto?

R: Nuestro tiempo de entrega es de aproximadamente 2-4 semanas, y podemos proporcionar una garantía de 12 meses de entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

P6: ¿Dónde se encuentra su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?

Respuesta: Por supuesto. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Dongguan y mostrarle nuestro lugar de trabajo. Nuestra fábrica se encuentra en la tercera. Edificio A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China