

Aiguille d'électrode 2.0 tournant double 3.5mm 4.0mm L = 1.5cm, câble blanc à pression magnétique pour la thérapie physique

illustrer:

Conditions commerciales : FOB Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacité de production : 1 000 000 de pièces par mois

Méthode de paiement : T/T, Paypal, Western Union

Lieu d'origine : Dongguan, Chine

Délai de livraison : le délai de livraison de l'échantillon est de 3 à 7 jours, la production de masse est d'environ 15 à 20 jours

Certificat : UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Expédition : Air, Mer ou Fedex, DHL, UPS

Quantité minimum de commande : 500 pièces

Haimed Technology Magnetic Snap Button Factory fournit des boutons-pression magnétiques de haute qualité. Ce n'est pas seulement un bouton magnétique. Haimed a toujours été un fabricant professionnel de fils de boutons magnétiques personnalisés en Chine, avec des boutons de plomb d'électrode de support, par exemple, [Câble d'électrode magnétique encliquetable ECG à 3 dérivations, prise stéréo 3,5 mm](#), et [Câble de connecteur ECG mâle Snap vers prise femelle DuPont 2,54 mm](#), and [Connecteur à 20 broches vers fil de connexion ECG femelle d'électrode de 4,0 mm](#), et [Câble d'électrode à clipser USB A mâle vers 3.5mm 4.0mm 5.0mm femelle avec commande d'alimentation à découpage](#) etc.

Qualité des produits garantie plus de 12 mois, conforme aux normes RoHS et Reach et certifiée

Haimed a passé la certification de gestion de la qualité des dispositifs médicaux ISO 13485, l'enregistrement international de gestion de la qualité ISO 9001 et l'enregistrement du système de gestion environnementale ISO 14001, et ses produits ont passé avec succès les rapports de test UL, CQC, CE et SGS.