

Fil adaptateur universel fiche banane mâle 4.0mm vers électrodes ECG Snap femelle 10mm
fils de connexion de l'unité TENS pour les tests électriques pour illustrer :



L'usine de boutons-pression d'électrode de fils de test de technologie Heymed fournit une haute qualité [Adaptateur de câble fiche banane vers bouton-pression](#) Électrodes. Ceci personnalisé [Câble d'électrode ECG/ECG](#) avec un bouton-pression femelle de 10,0 mm est conçu pour éviter d'autres influences externes sur le contact métallique. Et il est largement utilisé dans l'industrie médicale, telle que la machine ECG EEG EKG EMG, nous fabriquons également de nombreux articles similaires avec une prise DC3.5 à une électrode 4.0_ou avec un câble de connecteur mâle de type C et lemos, etc., personnalisé. De plus, Heymed prend en charge différentes couleurs, connecteurs, matériaux, etc. Si vous avez d'autres exigences, n'hésitez pas à nous contacter.



Qualité des produits garantie plus de 12 mois, conforme aux normes RoHS et Reach et certifiée

Heymed a passé la certification de gestion de la qualité des dispositifs médicaux I S O 13485, l'enregistrement international de gestion de la qualité I S O 9 0 0 1 et l'enregistrement du système de gestion environnementale I S O 1 4 0 0 1, et ses produits ont passé avec succès les tests UL, CQC, CE et SGS.