

Paramètres du produit

Nom du produit	2023Nouvelle technologie de rééducation portable pour un soulagement efficace de la douleur
Fonctionnalité	Anti-rides, Perte de poids, Peau
Matériel	PVC
Couleur	Noir, personnalisé
Équipements appliqués	Dispositif médical
Fonction	Services de santé médicale, soulagement de la douleur
MOQ	100 pièces

Les bouchons d'aviation apportent non seulement une contribution significative à l'industrie, mais ont également un large éventail d'applications dans l'industrie de la beauté. Tels que: impulsion électronique de prise d'aviation pour instrument de massage du corps humain, adapté aux soins de santé, aux soins de la peau, au soulagement de la fatigue, etc. L'instrument dispose de plusieurs régulations et protections, sûres et fiables. La forme d'onde de travail de la sortie de courant d'impulsion de l'instrument est différente de celle des produits de physiothérapie électroniques ordinaires. Ce courant d'impulsion modulé spécial a un bon effet de dragage sans sensation de picotement évidente.

Nos produits personnalisés ne se limitent pas à un seul domaine, nous acceptons différents matériaux, différents connecteurs et autres spécifications personnalisées, qui sont très efficaces dans les domaines médicaux et autres, tels que [Câble d'aiguille d'électrode 2.0 avec lemo](#) et [Connecteur 20 broches vers fil de connexion ECG](#) et [Plaque négative avec fiche Lemo en métal](#) et [Clip d'oreille conducteur double face](#) et ainsi de suite.

Photo du produit :













Information d'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant de commander davantage ?

R : Bien sûr, Heymed fournit un échantillon gratuit si nous avons du stock, les échantillons personnalisés doivent être facturés au coût d'installation. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

R : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : Comment se porte votre usine en matière de contrôle qualité ?

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du tout début à la toute fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?

R : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits ?

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS comme client.

Q6 : Où est située votre usine ? Comment puis-je y visiter ?

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail. Notre usine est située au 3ème. Étage, bâtiment A, n°8, 1ère rue Kangyang, village de Shebei, ville de Huangjiang, ville de Dongguan, Guangdong, Chine.