

Nom de produit	PIN d'électrode féminine de 2,0 mm à 4,0 mm Femed Snap Lead Fire pour Tens EMS Devices   Fabricant de fils de plomb TENS EMS
application	Machine de stimulation, outil de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou coutume
couleur	Noir, gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
paquet	Emballé séparément

Fabriqué par un fournisseur de câbles médical certifié à Dongguan, en Chine, cette broche d'électrode féminine de 2,0 mm au câble Snap de 4,0 mm assure une transmission fiable de signal à basse résistance entre les appareils d'électrothérapie et les tampons d'électrode.

Le connecteur de broche femelle de 2,0 mm s'adapte aux dizaines de sortie standard et aux ports de sortie EMS, tandis que l'extrémité SNAP femelle de 4,0 mm est compatible avec les électrodes SNAP les plus réutilisables ou jetables. Construit avec du TPU ou du PVC flexible de qualité médicale, le câble offre des performances durables et une conductivité élevée.

Pour les systèmes nécessitant des sorties à double électrode, vous pouvez considérer notre [Joue de 3,5 mm à double fil d'électrode à broches de 2,0 mm](#), qui fournit une connexion sécurisée aux dizaines et aux pads EMS. De plus, si votre application implique des interfaces USB modernes, la [Câble PIN d'électrode USB Type-C 18 en 1 à 2,0 mm](#) Offre des options de connectivité polyvalente avec une conception compacte.

Des longueurs personnalisées, des couleurs et des emballages d'étiquette privée sont disponibles pour répondre aux demandes OEM et ODM. Que ce soit pour les centres de réadaptation, les cliniques de thérapie ou les marques de dispositifs médicaux, ce fil de plomb offre des performances fiables à divers systèmes de stimulation





### **Certification et conformité:**

Le câble répond aux normes strictes pour assurer le plus haut niveau de qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales des systèmes de gestion de la qualité des équipements médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que le produit est fabriqué dans un système de gestion de qualité solide.
- **Approbation de la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Conformez-vous à la réglementation de l'équipement médical de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité des utilisations médicales.

### **Informations sur l'entreprise. Aperçu**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

## **Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?**

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits, et si nous avons des stocks, les échantillons personnalisés nécessiteront des coûts d'installation. Merci de nous avoir demandé de vérifier notre qualité pour les échantillons.

## **Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?**

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

## **Question 3: Comment va votre usine dans le contrôle de la qualité?**

Réponse: La qualité est préférée. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a été certifiée par ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

## **Question 4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser mes articles préférés, tels que l'impression de mon propre logo ou la modification de ma conception?**

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

## **Question 5: Délai de livraison et garantie? Quels services de transport utiliserez-vous pour expédier mes produits?**

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons fournir une garantie de livraison de 12 mois. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

## **Question 6: Où est votre usine? Comment dois-je visiter?**

Réponse: Bien sûr. Nous sommes heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans la troisième. Un bâtiment A, n ° 8, situé à Kangyang 1st Street, Shebei Village, Donggueng, province du Guangdong, Chine