

Nom du produit	Prise audio mâle à angle droit de 2,5 mm vers clip d'oreille d'électrode deux en un de Guangdong personnalisation professionnelle ISO9001/13485, FDA, certification CE
application	Machine de stimulation, instrument de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou personnalisé
couleur	Gris, blanc, noir et personnalisé
Matériau conducteur	Cuivre étamé
Emballer	Emballé individuellement

application:

- **Service de physiothérapie hospitalière:** Utilisé dans divers appareils de physiothérapie à moyenne et basse fréquence pour aider au traitement des névralgies, des tensions musculaires et d'autres maladies.
- **centre de rééducation:** Utilisé en conjonction avec un équipement de rééducation pour stimuler les points d'oreille des patients et favoriser la récupération.
- **soins de santé à domicile:** Peut être connecté à un équipement de physiothérapie à domicile, les utilisateurs peuvent effectuer un massage de santé des oreilles à la maison pour soulager la fatigue.

Principales caractéristiques :

- **Conception unique de séparateur en forme de Y:** L'interface audio coudée 2.5 est fermement connectée et pas facile à desserrer. La conception du clip d'oreille deux en un peut effectuer une thérapie physique sur les deux oreilles en même temps pour améliorer l'efficacité.
- **Prestations personnalisées:** L'usine professionnelle du Guangdong a une forte résistance et peut personnaliser les produits en fonction des exigences du client, telles que la longueur, la couleur, l'emballage, etc.
- Certification professionnelle : avec les certifications ISO9001, ISO13485, FDA, CE (MDR 2017/745) et autres, la qualité répond aux normes internationales et est sûre et fiable. Matériau de haute qualité : le fil est fabriqué en PVC, doux, durable, anti-vieillessement, résistant à la corrosion et adaptable à divers environnements d'utilisation.







Certification et conformité :

Ce câble répond à des normes strictes pour garantir les plus hauts niveaux de qualité et de sécurité dans le domaine médical :

- **OIN 13485** : La certification garantit la conformité aux normes internationales pour les systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux.
- **ISO9001** : Veiller à ce que les produits soient fabriqués selon un système de gestion de la qualité solide.
- **Approuvé par la FDA** : Le produit est enregistré auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis et répond à ses normes en matière de dispositifs médicaux.
- **Certification CE-MDR** : Conforme au règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR) pour garantir la sécurité et l'efficacité à usage médical.

Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander davantage ?

R : Bien entendu, Heymed fournira des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous demander des échantillons pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

R : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : Comment votre usine se comporte-t-elle en termes de contrôle qualité ?

Réponse : La qualité est une priorité. Le département QC avec des experts professionnels en assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu les certifications Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001 : 2008. ETC

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?

R : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour expédier mon produit ?

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS comme clients.

Q6 : Où est située votre usine ? Comment puis-je y visiter ?

Réponse : Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située au troisième. Bâtiment A, n° 8, 1ère rue Kangyang, village de Shebei, ville de Huangjiang, ville de Dongguan, province du Guangdong, Chine