

Paramètres du produit

Nom de produit	Électrode conductrice double 2,5 mm 2p avec un tampon d'électrode en tissu non tissé blanc Fabricant d'accessoires médicaux de Dongguan
Connecteur	Bouton instantané de 2,5 mm
Matériel	Tissu non tissé
Couleur	Blanc
Équipements appliqués	Hôpital médical, machine à dysphagie
Fonction	Services de santé médicale, cyniothérapie à gorge à gorge
MOQ	500pcs

Fabriqué par un fournisseur d'accessoires médicaux certifié ISO 13485 professionnel à Dongguan, en Chine, cette électrode conductrice double 2P 2p 2p combine l'ingénierie de précision avec le confort du patient. Pour les cliniciens ayant besoin d'alternatives polyvalentes, considérez notre [Prise audio de 2,5 mm avec câble à deux oreilles](#), avec un connecteur audio masculin de 2,5 mm et des électrodes de clip avec l'oreille en acier inoxydable réutilisables - également certifiée ISO 13485 pour les dizaines, les EM, la physiothérapie et les applications d'acupuncture

Le coussin d'électrode en tissu blanc non tissé offre des performances respirantes et légères tout en assurant une forte adhérence sans irriter la peau. Le connecteur à 2 broches de 2,5 mm est compatible avec une large gamme de dizaines, EMS et de machines de physiothérapie, ce qui en fait une solution polyvalente pour les cliniques, les centres de réadaptation et l'utilisation de thérapie personnelle. Pour une solution de connexion plus compacte mais robuste, vous pouvez également explorer notre [Connecteur de tangage à double rang à 4 broches de 2,5 mm à 2,0 mm Câble broche d'électrode](#), conçu pour une utilisation de haute précision, durable dans des paramètres thérapeutiques cliniques ou personnels et entièrement personnalisables.

Photo de produit:





Info de l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, HEYMED fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé le coût de configuration. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine concernant le contrôle de la qualité?

R: La qualité est la priorité. Le département QC avec spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du tout début à la toute fin. Notre usine a obtenu ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Authentication. Etc

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous proposons un service OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits?

R: Notre délai est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme client.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

R: Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située en 3e. Floor, Building A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.