

Paramètres du produit

Nom de produit	Connecteur mâle à 6 broches pour ouvrir le fil pour la machine de physiothérapie Dongguan ISO13485 Câbles médicaux certifiés
Connecteur	Connecteur masculin à 6 broches
Longueur de câble	50 cm ou personnalisé
Couleur de câble	Noir blanc ou personnalisé
Fonction	Tens EMS Transmission / Massager ECG / EKG / EEG / EMG Câble adaptateur
MOQ	500pcs


Fabriqué par une usine professionnelle de câble médical certifié ISO13485 à Dongguan, en Chine, ce connecteur mâle à 6 broches pour ouvrir un câble métallique offre des performances à haute fiabilité pour les machines de physiothérapie, les dispositifs de réadaptation et l'équipement de stimulation neuromusculaire.

À titre d'exemple de notre gamme de produits, veuillez consulter notre [Plug masculin audio de 6,35 mm personnalisé à double câble de connecteur Snap de 3,5 mm de 3,5 mm avec 2 fils](#)—Un câble de thérapie de haute qualité produit par notre usine certifiée Dongguan ISO13485 pour les applications TENS / EMS.

Le bouchon mâle Din Male-Indirererered assure un contact électrique sécurisé, tandis que l'extrémité du fil ouvert permet des connexions polyvalentes et une personnalisation facile. À l'aide d'une isolation en PVC de qualité médicale ou en silicone, le câble offre une durabilité, une biocompatibilité et une flexibilité supérieure, idéale pour une utilisation clinique fréquente.

En tant que fournisseur et usine de câbles médicaux Dongguan de confiance, nous fournissons des solutions personnalisées, y compris la longueur du câble, la jauge de fil et les configurations de connecteur, répondant aux diverses exigences OEM et ODM pour les applications de physiothérapie et de réadaptation. Par exemple, nous fabriquons également le [Plug à 4 broches en métal en L en 316 Câble de thérapie de connecteur en acier inoxydable](#), entièrement personnalisable et certifié sous ISO 13485, adapté à des dispositifs de thérapie tels que les dizaines, les SME et les systèmes de stimulation bioélectrique.

Photo de produit:





Info de l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, HEYMED fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé le coût de configuration. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine concernant le contrôle de la qualité?

R: La qualité est la priorité. Le département QC avec spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du tout début à la toute fin. Notre usine a obtenu ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Authentication. Etc

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous proposons un service OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits?

R: Notre délai est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme client.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

R: Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située en 3e. Floor, Building A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.