

Conditions commerciales : FOB Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacité de production : 1 000 000 de pièces par mois

Paiement : T/T, Paypal, western union

Lieu d'origine : Dongguan, Chine

Délai de livraison : délai de livraison de l'échantillon 3 à 7 jours, la production de masse est d'environ 15 à 20 jours

Certificats : UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Expédition : Par avion, par mer ou Fedex, DHL, UPS

Quantité minimale de commande : 500 pièces

---

### Spécification:

Garantissez un stimulateur d'électrode fiable et précis avec nos 2 fils 3,5 mm 4,0 mm [fil conducteur à boucle magnétique](#) à 2 pôles 6,35 mm audio mâle câble métallique. Conçu pour une connectivité et une durabilité transparentes, ce câble est un composant essentiel pour les professionnels de la santé et les établissements de santé.

### Caractéristiques:

- **Compatibilité:** Compatible avec les équipements ECG standard dotés Prise audio mono jack 6,35 mm mâle connecteurs.
- **Durabilité:** Construit avec des matériaux de haute qualité pour des performances durables dans les environnements médicaux.
- **Facilité d'utilisation:** Les connecteurs à boucle magnétique ECG de 3,5 mm et 4,0 mm se fixent solidement aux fils d'électrode pour une installation et un retrait faciles.
- **Précision:** Fournit une transmission de puissance claire et cohérente pour des appareils de stimulation TENS précis.
- **Longueur:** longueur personnalisée prise en charge adaptée à diverses configurations de surveillance des patients.

**Applications:** Idéal pour les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux nécessitant des solutions de surveillance ECG fiables. Convient pour une utilisation avec une gamme d'appareils ECG et d'appareils de surveillance cardiaque.

### Caractéristiques:

- **Type de connecteur :** ECG 3,5 mm 4,0 mm boucle magnétique à 2 pôles Prise audio 6,35 mm mâle
- **Nombre de prospects :** 2 pistes
- **Longueur de câble:** 120 cm de longueur standard (longueurs personnalisées disponibles sur demande)
- **Matériel:** Matériaux de haute qualité de qualité médicale

Heymed propose des solutions personnalisées avec différents connecteurs pour le câble d'électrode, spécifique [Fil de connexion d'électrode jack 5 pôles de 3,5 mm](#), veuillez nous contacter.







Heymed Technology est l'un des principaux fabricants de câbles ECG EKG en Chine, fournissant des services de câbles médicaux personnalisés, Heymed fait toujours de son mieux pour la personnalisation, qui fournit les différentes spécifications de câblage, le câble, la longueur personnalisée, le numéro de fils d'électrode à pression.

Qualité des produits garantie 12 mois et conforme RoHS et Reach et certification

Hemed est déjà certifié par I S O 13485 Gestion de la qualité des dispositifs médicaux, I S O 9 0 0 1 Enregistrement pour la gestion internationale de la qualité et I S O 1 4 0 0 1 L'enregistrement pour le système de gestion environnementale et les produits a réussi les rapports de test UL, CQC, CE, SGS.

---

## FAQ

### **Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant de commander davantage ?**

R : Bien sûr, Heymed fournit un échantillon gratuit si nous avons du stock, les échantillons personnalisés doivent être facturés au coût d'installation. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

### **Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?**

R : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

### **Q3 : Comment se porte votre usine en matière de contrôle qualité ?**

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du tout début à la toute fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

### **Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?**

R : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

### **Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits ?**

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS comme client.

### **Q6 : Où est située votre usine ? Comment puis-je y visiter ?**

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail.