

|                |                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de produit | Jack audio de 3,5 mm personnalisé à Cable Clip de capteur d'oxygène sanguin   Fabricant de câbles médicaux de Dongguan |
| application    | Machine de stimulation, outil de physiothérapie                                                                        |
| longueur       | 10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou coutume                                                                                 |
| couleur        | Noir, gris, blanc, noir et personnalisé                                                                                |
| Conducteur     | Cuivre en conserve                                                                                                     |
| paquet         | Emballé séparément                                                                                                     |


Fabriqué par un fournisseur de câbles médical et une usine de câbles médicaux à Dongguan, en Chine, ce câble audio de 3,5 mm à l'oxygène sanguin est conçu pour des performances de signal fiables dans les applications d'oxymétrie et de surveillance des patients. Le câble utilise une veste TPU ou PVC biocompatible pour assurer la flexibilité, la sécurité et le confort pour l'utilisation de la santé clinique ou personnelle.

- **Prise audio de 3,5 mm à angle droit à 90 ° à un câble SNAP ECG 4,0 mm** - Ce câble de style coude compact dispose d'une prise audio de 3,5 mm à angle droit à une extrémité et d'un connecteur SNAP ECG de 4,0 mm sur l'autre. Il "S ce, ROHS, certifié FCC, personnalisable en longueur et couleur de 30 cm - parfait pour les espaces serrés ou les connexions sans stress dans les dispositifs de thérapie ou de surveillance
- **Connecteur Metallemo auto-bloquant 6 pin à DB9 Câble d'extension de capteur DB9 SPO<sub>2</sub>** - Ce câble d'extension de qualité médicale lourde dispose d'un connecteur LEMO métallique auto-local à l'interface DB9, à une longueur personnalisable et à une couleur de grains médicaux

Le clip d'oxygène sanguin (capteur de doigt ou d'oreille) est disponible dans des tailles adultes, pédiatriques ou néonatales et prend en charge les options réutilisables et jetables. Le connecteur de 3,5 mm est compatible avec de nombreux oxymètres d'impulsion portables, des moniteurs de santé portables et des dispositifs de diagnostic médical.

Idéal pour les solutions OEM / ODM, ce câble peut être entièrement personnalisé en termes de longueur, de couleur et de types de connecteur. Soutenu par des années d'expérience en tant que câblodistribution médicale et vendeur à Dongguan, nous assurons une production de haute qualité, des délais rapides et un support B2B mondial.





### **Certification et conformité:**

Le câble répond aux normes strictes pour assurer le plus haut niveau de qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales des systèmes de gestion de la qualité des équipements médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que le produit est fabriqué dans un système de gestion de qualité solide.
- **Approbation de la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Conformez-vous à la réglementation de l'équipement médical de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité des utilisations médicales.

### **Informations sur l'entreprise. Aperçu**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



# FAQ

## **Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?**

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits, et si nous avons des stocks, les échantillons personnalisés nécessiteront des coûts d'installation. Merci de nous avoir demandé de vérifier notre qualité pour les échantillons.

## **Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?**

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

## **Question 3: Comment va votre usine dans le contrôle de la qualité?**

Réponse: La qualité est préférée. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a été certifiée par ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

## **Question 4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser mes articles préférés, tels que l'impression de mon propre logo ou la modification de ma conception?**

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

## **Question 5: Délai de livraison et garantie? Quels services de transport utiliserez-vous pour expédier mes produits?**

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons fournir une garantie de livraison de 12 mois. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

## **Question 6: Où est votre usine? Comment dois-je visiter?**

Réponse: Bien sûr. Nous sommes heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans la troisième. Un bâtiment A, n ° 8, situé à Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguang, province du Guangdong, Chine