

Nom de produit	Fil de plomb à ressort personnalisable DIN 5 broches mâle à double 3,5 mm femelle SCOS Câble enroulé ECG Fabrication médicale certifiée Dongguan
application	Machine de stimulation, instrument de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou personnalisés
couleur	Noir, gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
Emballer	Emballé individuellement

Informations sur le produit:

Ce câble enroulé de snap ECG à 5 broches à double 3,5 mm est conçu pour une utilisation dans des systèmes de surveillance médicale tels que les appareils ECG, EMG, TENS et EMS, un peu comme notre très apprécié [PLIGNE PLASTIQUE LEMO 5pin à 4,0 mm Cable ECG Connecteur d'électrode femelle ECG](#) que "est avéré fiable dans les unités de soins intensifs. Le câble enroulé de style ressort permet la flexibilité et le mouvement sans interruption du signal, idéal pour l'équipement de diagnostic stationnaire et mobile, reflétant les caractéristiques de mobilité commodes de notre [Câble Snap de type C à 4,0 mm avec 2 fils de fil](#) utilisé dans les configurations de santé portables.

Le connecteur mâle DIN à 5 broches assure une transmission de signal multicanaux stable, tandis que les deux connecteurs SNAP de 3,5 mm femelles sont compatibles avec des coussinets d'électrode instantanés standard, offrant une acquisition précise de bio-signal.

Fabriqué à l'aide d'un TPU ou d'un PVC de qualité médicale, le câble offre une durabilité, une extensibilité et une résistance supérieures aux produits chimiques ou un nettoyage répété. En tant qu'usine de câbles médicaux de confiance à Dongguan, en Chine, nous offrons une personnalisation complète des types de connecteurs, des longueurs de câbles, des tensions de bobine et des couleurs pour les projets OEM / ODM, similaires aux solutions sur mesure disponibles pour notre vaste gamme de câbles médicaux. Le produit répond à la conformité ISO13485 et ROHS pour les marchés internationaux.





Certification et conformité:

Ce câble répond aux normes strictes pour garantir les niveaux de plus haute qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales pour les systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que les produits sont fabriqués dans un système de gestion de la qualité solide.
- **Approuvé par la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Se conforme au règlement des dispositifs médicaux de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité à des fins médicales.

Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine