

Paramètres du produit

Nom de produit	POURNE LEMO PIBLISE Personnalisé au câble de broches d'électrode de 2,0 mm avec 2 fils de plomb Dongguan ISO13485 fabricant de câbles médicaux
Connecteur	Connecteur LEMO en plastique, broche d'électrode de 2,0 mm
Longueur de câble	1m ou personnalisé
Couleur de câble	Noir ou personnalisé
Équipements appliqués	EEG, ECG, EMG
Fonction	Signal de transfert
MOQ	100pcs

Fabriquée par un fournisseur de câbles médical-certifié ISO13485 à Dongguan, en Chine, ce câble de broche en plastique à 2 broches personnalisé au double câble d'électrode 2,0 mm est conçu pour une livraison de signal précise et sécurisée dans des dispositifs thérapeutiques et de diagnostic comme les dizaines, les EMS, l'ECG et les systèmes EMG.

Le connecteur en plastique compatible LEMO assure un ajustement fiable avec des équipements médicaux standard, tandis que les bornes à broches d'électrode de 2,0 mm offrent une large compatibilité avec des coussinets d'électrode. Construit avec un TPU flexible ou un PVC durable, le câble offre une excellente résistance à la traction et un confort du patient.

Pour les utilisateurs nécessitant une connectivité de style audio-jack, notre [DC2.35 mm Mâle Flux à Dual 3,5 mm Electrode Femed Cable femelle](#) Fournit une solution compacte et efficace pour les appareils TENS / EMS, disponibles en longueur standard de 30 cm avec des options personnalisées

Vous cherchez à s'intégrer avec des appareils USB-C modernes? Nous proposons également un [Male USB - C Male à 4,0 mm Câble électrode femelle avec silicone](#), avec une cuisine d'oreille en silicone sécurisée et une construction durable - idéal pour les configurations de surveillance ECG / EMG

Que vous «sélectionnez des options établies ou de la planification des assemblages entièrement personnalisés, notre usine Dongguan offre une qualité cohérente et des performances soutenues par la certification ISO13485.

Photo de produit:





Info de l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, HEYMED fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé le coût de configuration. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine concernant le contrôle de la qualité?

R: La qualité est la priorité. Le département QC avec spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du tout début à la toute fin. Notre usine a obtenu ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Authentication. Etc

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous proposons un service OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits?

R: Notre délai est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme client.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

R: Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située en 3e. Floor, Building A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.