


Nom de produit	Câboire mâle 2,54 mm à 2 broches personnalisé à 2,0 mm d'électrode Pin de fil Fil Medical ECG Câble ECG
application	Machine de stimulation, outil de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou coutume
couleur	Noir, gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
paquet	Emballé séparément

Fabriquée par un fournisseur de câbles médical professionnel à Dongguan, en Chine, cette prise mâle à 2 broches de 2,54 mm à double câble de plomb d'électrode 2,0 mm est conçue pour compatibilité avec divers dispositifs de diagnostic et thérapeutiques tels que ECG, TENS, EMS et SEMS. Pour les applications nécessitant une empreinte plus mince, notre Dc [Câble d'extension féminin de 2,35 mm mâle à DC 2,35 mm](#) Offre une alternative plus compacte tout en maintenant une fidélité élevée du signal. De même, ceux qui ont besoin d'une durabilité robuste peuvent explorer [Connecteur de tangage de 2,5 mm 4pin au câble de broches d'électrode de 2,0 mm](#) , construit avec une déformation renforcée-déformation et une isolation plus épais pour les environnements cliniques exigeants.

Les fils d'aiguille à broches de 2,0 mm offrent une interface sécurisée avec des coussinets d'électrode, offrant des signaux électriques cohérents pendant la surveillance ou la thérapie. Construit avec des matériaux de qualité médicale tels que le TPU ou le PVC, le câble est à la fois flexible et durable pour une utilisation clinique répétée.

Des longueurs, des couleurs et des configurations de connecteur personnalisés sont disponibles pour répondre aux exigences spécifiques OEM / ODM. Idéal pour les hôpitaux, les centres de réadaptation et les fabricants d'appareils de physiothérapie à la recherche de solutions de plomb électrodes fiables et de haute qualité.





Certification et conformité:

Le câble répond aux normes strictes pour assurer le plus haut niveau de qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales des systèmes de gestion de la qualité des équipements médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que le produit est fabriqué dans un système de gestion de qualité solide.
- **Approbation de la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Conformez-vous à la réglementation de l'équipement médical de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité des utilisations médicales.

Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits, et si nous avons des stocks, les échantillons personnalisés nécessiteront des coûts d'installation. Merci de nous avoir demandé de vérifier notre qualité pour les échantillons.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Question 3: Comment va votre usine dans le contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est préférée. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a été certifiée par ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Question 4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser mes articles préférés, tels que l'impression de mon propre logo ou la modification de ma conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Question 5: Délai de livraison et garantie? Quels services de transport utiliserez-vous pour expédier mes produits?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons fournir une garantie de livraison de 12 mois. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Question 6: Où est votre usine? Comment dois-je visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans la troisième. Un bâtiment A, n ° 8, situé à Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguang, province du Guangdong, Chine