

Nom de produit	Câble électrode à clip de 4,0 mm personnalisé de 4,0 mm à l'oreille Fabricant de câbles médicaux de Dongguan
application	Machine de stimulation, instrument de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou personnalisés
couleur	Noir, gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
Emballer	Emballé individuellement

Fabriqué par un fournisseur et une usine de câbles médicaux professionnels à Dongguan, en Chine,. Ce câble d'électrode à clip de 4,0 mm mâle à l'oreille est construit pour des dizaines, EMS et des systèmes de thérapie par microcurrent. Le câble dispose d'une isolation TPU ou PVC durable, offrant à la fois une flexibilité et une résistance dans les environnements cliniques ou domestiques.

Le connecteur SNAP de 4,0 mm interface solidement avec des coussinets d'électrodes standard, tandis que les clips d'oreille en silicone conductrice assurent une transmission de signal douce et efficace à travers les lobes de l'oreille ou les points auriculaires - utilisés dans l'acupuncture ou la neurostimulation auriculaire. Pour les clients qui ont besoin de variantes de type Grabber, consultez notre [Câble Clip de 4,0 mm Electrode ECG SNAP TO Electrode](#), une option fabriquée par CE / ROHS / FCC.

De plus, nous offrons durable [Électrodes de clip d'oreille conductrice en silicone à double face pour la thérapie CES](#), également certifié ISO13485, qui fonctionne de manière transparente avec nos fils de plomb en snap-connecteur pour une stimulation auriculaire efficace

En tant que fournisseur certifié ISO13485, nous prenons en charge la personnalisation complète en termes de longueur de câble, de type de connecteur, d'emballage et d'étiquetage, ce qui rend cette solution idéale pour les partenariats OEM / ODM dans les industries des appareils médicaux et de bien-être.

Application:

- **Services de réadaptation à l'hôpital:** Il est utilisé dans divers équipements de traitement de réadaptation pour aider les patients à la stimulation musculaire, à la restauration de la fonction nerveuse et à d'autres traitements.
- **Centres de physiothérapie professionnelle:** Fournissez des solutions de connexion de l'équipement pratique pour les physiothérapeutes et soutenez une variété de projets de physiothérapie, tels que la thérapie électro-acupuncture, la thérapie à tuina électro-assistée, etc.
- **Soins à domicile:** Faciliter les utilisateurs à domicile pour effectuer leurs propres physiothérapie et soins de santé simples, comme le soulagement des douleurs musculaires et la promotion de la circulation sanguine.
- **Institutions de recherche:** En tant que fil de connexion pour l'équipement expérimental, il est utilisé pour la collecte et l'analyse des signaux bio-électriques dans la recherche médicale.





Certification et conformité:

Ce câble répond aux normes strictes pour garantir les niveaux de plus haute qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales pour les systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que les produits sont fabriqués dans un système de gestion de la qualité solide.
- **Approuvé par la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Se conforme au règlement des dispositifs médicaux de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité à des fins médicales.

Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine