

Paramètres du produit

Nom du produit	Connecteur femelle en métal Lemo personnalisé à 4 broches vers câble de physiothérapie terminal PH2.0-4PIN
Connecteur	Connecteur LEMO en métal 4 broches, Borne PH2.0-4PIN
Longueur de câble	2,5 M, 1 M, 1,8 M ou personnalisé
Couleur du câble	Noir ou personnalisé
Équipements appliqués	Appareil EEG, ECG, EMG
Fonction	Transfert de signal, commodité
Quantité minimale de commete	1 PCS

Le câble de physiothérapie terminal 4PIN Remo Metal femelle vers PH2.0-4PIN combine la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des terminaux avec des opérations de branchement et de débranchement faciles, rapides et sûres, et ne délogera pas la fiche de la prise en tirant sur le câble, ce qui joue un rôle rôle actif et important dans l'industrie manufacturière, l'industrie médicale, l'aérospatiale et d'autres domaines. [Imperméabilisation des bouchons d'aviation](#), et [connexion dans l'unité de l'équipement de surveillance de physiothérapie](#), et [Câble intégré à l'ordinateur Câblage automobile à nouvelle énergie](#) et ainsi de suite.


De plus, nous prenons également en charge le connecteur Lemo multibroches personnalisé pour l'adapter à l'équivalent relatif d'autres connecteurs appliqués à la ligne interne de l'ordinateur du câblage du véhicule à énergie nouvelle et aux équipements sonores et au câble ECG, etc., par exemple, [Connecteur LEMO en métal FGG 1B 8 broches vers câble de tête d'aviation autobloquant 6 broches Push Pull](#) , and, et [Connecteur LEMO en plastique à 4 broches vers câble à broche mâle d'électrode pour TENS](#)

Photo du produit :





Information d'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant de commander davantage ?

R : Bien sûr, Heymed fournit un échantillon gratuit si nous avons du stock, les échantillons personnalisés doivent être facturés au coût d'installation. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

R : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : Comment se porte votre usine en matière de contrôle qualité ?

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du tout début à la toute fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?

R : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits ?

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS comme client.

Q6 : Où est située votre usine ? Comment puis-je y visiter ?

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail. Notre usine est située au 3ème. Étage, bâtiment A, n°8, 1ère rue Kangyang, village de Shebei, ville de Huangjiang, ville de Dongguan, Guangdong, Chine.