

Paramètres du produit

Nom de produit	PLIGNE PLASTIQUE LEMO 5pin 5pin à 4,0 mm Electrode Snap Connecteur Cable ECG pour la surveillance médicale Fabricant de Dongguan
Connector	Connecteur LEMO en plastique, Bouton SNAP féminin ECG de 4,0 mm
Longueur de câble	1m ou personnalisé
Couleur de câble	Gris ou personnalisé
Équipements appliqués	EEG, ECG, EMG
Fonction	Signal de transfert
MOQ	100pcs

Notre câble d'électrode ECG SNAP 5pin LEMO à 5pin sur un câble électrode ECG 4,0 mm est conçu pour des performances fiables dans les applications de diagnostic médical et de surveillance telles que les systèmes ECG, EMG ou biofeedback. Le connecteur en plastique de style LEMO assure une interface sécurisée et précise avec votre équipement de surveillance, tandis que le connecteur SNAP de 4,0 mm offre une large compatibilité avec des coussinets d'électrode réutilisables ou jetables. Pour ceux qui recherchent des configurations alternatives, notre [USB Type C à 4,0 mm Câble instantané féminin avec 2 fils de fil](#) (conçu pour les appareils compacts avec une durabilité améliorée) et [PLIGNE PLASTIQUE 6PIN LEMO TO DUAL 3,5 mm Connecteur d'électrode magnétique avec 2 fils de plomb](#) (Convient aux systèmes de surveillance multicanaux) sont également des choix populaires, tous deux fabriqués avec les mêmes normes de qualité certifiées ISO13485.

Fabriqué à Dongguan, en Chine, notre usine certifiée ISO13485 maintient un contrôle de qualité strict pour répondre aux demandes des marchés mondiaux de la santé. Nous prenons en charge les services OEM / ODM pour la personnalisation dans les types de connecteurs, la longueur du câble, la couleur, l'étiquetage et l'emballage. Ce produit est largement utilisé dans les hôpitaux, les cliniques, les dispositifs de santé à domicile et les laboratoires de recherche.

Photo de produit:





Info de l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, HEYMED fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé le coût de configuration. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine concernant le contrôle de la qualité?

R: La qualité est la priorité. Le département QC avec spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du tout début à la toute fin. Notre usine a obtenu ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Authentification. Etc

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous proposons un service OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits?

R: Notre délai est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme client.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

R: Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située en 3e. Floor, Building A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.