

Nom de produit	Câble de thérapie médicale de la bougie masculine à double ligne personnalisée 1.0 mm 6p Fabricant de fils de plomb de l'électrothérapie OEM Tens
application	Machine de stimulation, outil de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou coutume
couleur	Noir, gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
paquet	Emballé séparément

Fabriqué par un fournisseur de fils de plomb OEM expérimenté à Dongguan, en Chine, ce double câble de bougie masculin 6P avec des contacts de broches de 1,0 mm offre un transfert de signal de haute précision dans des applications de stimulation médicale. Le câble est fait avec des matériaux biocompatibles tels que le TPU ou le PVC et peut être adapté à diverses terminaisons de plomb, y compris [Connecteurs de broches d'électrode de 2,0 mm](#) qui sont couramment utilisés pour les pads à dizaines standard, ou Connecteurs de snap féminins de 3,5 mm Idéal pour la compatibilité avec les systèmes d'électrodes de style instantané.

Notre câble de thérapie médicale de la bougie masculine de 1,0 mm double 6p est conçu pour la précision, la sécurité et les performances élevées dans les milieux médicaux et de physiothérapie. Conçu pour se connecter [coussinets d'électrode](#) Pour les machines à dizaines ou EMS, ce fil de plomb offre une faible résistance, un ajustement sécurisé et une durabilité durable - parfaite pour une utilisation professionnelle dans les hôpitaux, les cliniques et le centre de réadaptation

La construction robuste et flexible rend ce fil de plomb idéal pour une utilisation répétitive dans les hôpitaux, les centres de physiothérapie et les kits de dispositifs de thérapie OEM. Les longueurs, les couleurs et les services de marquage personnalisés sont disponibles sur demande, ce qui en fait une solution polyvalente pour une large gamme d'électrothérapie






Certification et conformité:

Le câble répond aux normes strictes pour assurer le plus haut niveau de qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales des systèmes de gestion de la qualité des équipements médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que le produit est fabriqué dans un système de gestion de qualité solide.
- **Approbation de la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Conformez-vous à la réglementation de l'équipement médical de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité des utilisations médicales.

Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits, et si nous avons des stocks, les échantillons personnalisés nécessiteront des coûts d'installation. Merci de nous avoir demandé de vérifier notre qualité pour les échantillons.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Question 3: Comment va votre usine dans le contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est préférée. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a été certifiée par ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Question 4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser mes articles préférés, tels que l'impression de mon propre logo ou la modification de ma conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Question 5: Délai de livraison et garantie? Quels services de transport utiliserez-vous pour expédier mes produits?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons fournir une garantie de livraison de 12 mois. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Question 6: Où est votre usine? Comment dois-je visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans la troisième. Un bâtiment A, n ° 8, situé à Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguang, province du Guangdong, Chine