

Paramètres du produit

Nom de produit	Plug féminine DuPont 2,54 mm personnalisée à 4,0 mm Electrode médicale Câble Snap Dongguan ISO13485 Câbles médicaux certifiés
Connecteur	SCHEL FEMELLE de 3,5 mm / 4,0 mm pour dupont 2,54 mm
Longueur de câble	50 cm ou personnalisé
Couleur de câble	Noir blanc ou personnalisé
Fonction	Tens EMS Transmission / Massager ECG / EKG / EEG / EMG Câble adaptateur
MOQ	500pcs

La fiche féminine DuPont 2,54 mm assure un contact ferme avec un équipement de diagnostic, tandis que le SNAP masculin de 4,0 mm d'électrode médicale fournit une interface rapide et stable avec des coussinets d'électrode. À l'aide d'une isolation en PVC de qualité médicale ou en silicone, le câble reste flexible, biocompatible et durable pour une utilisation prolongée en milieu clinique. Pour une configuration différente avec des accessoires d'électrode, reportez-vous à notre [Boutons SNAP féminins ECG ECG plaqués en or pour le connecteur médical](#) Fabriqué selon les mêmes normes de qualité. "

Fabriqué par une usine de câbles médicaux certifiée professionnelle ISO13485 à Dongguan, en Chine, ce câble offre une conductivité électrique haute performance et sécuriser les connexions pour une variété de dispositifs médicaux. Pour une autre variante de fil de plomb électrode, vous pouvez également vérifier notre [Câble électrode à clip de 4,0 mm personnalisé de 4,0 mm](#) , également produit dans notre installation de Dongguan

Photo de produit:





Info de l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, HEYMED fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé le coût de configuration. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine concernant le contrôle de la qualité?

R: La qualité est la priorité. Le département QC avec spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du tout début à la toute fin. Notre usine a obtenu ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Authentication. Etc

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous proposons un service OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits?

R: Notre délai est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme client.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

R: Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située en 3e. Floor, Building A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.