

Nom de produit	Plug Hirose personnalisé à 4 leads Pin d'électrode de 2,0 mm avec câble médical de gaine Fabricant de câbles d'électrothérapie Dongguan
application	Machine de stimulation, instrument de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou personnalisés
couleur	Gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
Emballer	Emballé individuellement

Fabriqué par un fournisseur de câbles d'électrothérapie certifié ISO13485 professionnel et une usine à Dongguan, en Chine, cette fiche d'Hirose personnalisée à 4 leads du câble médical de broches d'électrode 2,0 mm est conçu pour une conductivité de signal supérieure et une sécurité des patients.

Le connecteur Hirose garantit une fixation fiable aux dispositifs d'électrothérapie, tandis que chaque fil de broche de 2,0 mm est protégé par une gaine en silicone de qualité médicale douce pour fournir à la fois le confort et l'isolation pendant les traitements des dizaines ou des EMS. La veste biocompatible du câble peut être fabriquée à partir de TPU, de PVC ou de silicone en fonction de vos besoins d'application. Par exemple, notre [Plug de lemo en plastique personnalisé à 4 leads 4.0 Electrode Câble instantané féminin](#) Offre également une connectivité de haute qualité avec plusieurs prospects pour les applications d'électrothérapie polyvalente.

Idéal pour la personnalisation OEM / ODM, ce câble est largement utilisé en physiothérapie, réhabilitation, gestion de la douleur et surveillance neurologique. Si vous cherchez une alternative compacte, notre [Plug de 3,5 mm au fil du pavé de la broche d'électrode de 2,0 mm](#) Fournit une connexion fiable pour les appareils plus petits tout en maintenant une excellente intégrité du signal.

Laissez notre équipe basée à Dongguan soutenir votre prochain projet avec des solutions OEM / ODM et l'ingénierie experte pour les câbles de transmission des signaux médicaux.





About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine