

Nom de produit	Lemos personnalisé se fiche à 4 fils de 4,0 mm Femed Snap Wire pour les dispositifs médicaux Fabricant de fils médicaux Dongguan
application	Machine de stimulation, outil de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou coutume
couleur	Noir, gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
paquet	Emballé séparément

Fabriqué par un fournisseur de câbles médical certifié ISO 13485 professionnel à Dongguan, en Chine, ce filet de lemo sauté à 4 leads de 4,0 mm le câble SANP féminin est conçu pour la transmission bio-signal et la transmission de puissance à haute fiabilité dans les équipements TENS, EMS, physiothérapie et les équipements de surveillance des patients. Les connecteurs de snap 4,0 mm moulés par précision fournissent une connexion sécurisée et basse résistance avec des coussinets d'électrode, tandis que la prise LEMO assure une interface rapide, sûre et précise avec des dispositifs médicaux.

Le câble peut être personnalisé en longueur, en couleur de plomb et en type de connecteur pour correspondre à des configurations de périphériques spécifiques. En utilisant des conducteurs de cuivre de haute pureté et des matériaux d'isolation de qualité médicale, il garantit la durabilité, la flexibilité et une excellente intégrité du signal. Pour les applications nécessitant d'autres styles de connecteur, vous pouvez également considérer notre [Connecteur en plastique LEMO 4pin à une goupille mâle d'électrode 2,0 mm avec 3 fil de plomb](#) comme option connexe.

De plus, pour les configurations médicales qui nécessitent des connexions d'électrodes différentes, nous proposons des solutions compatibles telles que la [Câble de 4,0 mm de 4,0 mm personnalisé à un câble instantané féminin de 4,0 mm pour les dispositifs EMS TENS](#) pour assurer l'intégration transparente sur plusieurs systèmes thérapeutiques.





Certification et conformité:

Le câble répond aux normes strictes pour assurer le plus haut niveau de qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales des systèmes de gestion de la qualité des équipements médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que le produit est fabriqué dans un système de gestion de qualité solide.
- **Approbation de la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Conformez-vous à la réglementation de l'équipement médical de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité des utilisations médicales.

Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits, et si nous avons des stocks, les échantillons personnalisés nécessiteront des coûts d'installation. Merci de nous avoir demandé de vérifier notre qualité pour les échantillons.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Question 3: Comment va votre usine dans le contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est préférée. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a été certifiée par ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Question 4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser mes articles préférés, tels que l'impression de mon propre logo ou la modification de ma conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Question 5: Délai de livraison et garantie? Quels services de transport utiliserez-vous pour expédier mes produits?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons fournir une garantie de livraison de 12 mois. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Question 6: Où est votre usine? Comment dois-je visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans la troisième. Un bâtiment A, n ° 8, situé à Kangyang 1st Street, Shebei Village, Donggueng, province du Guangdong, Chine