

## Paramètres du produit

Nom de produit	Micro 5P Male Pild & 4,0 mm Electrode Femed Snap à 3 Leads 4,0 mm Câble SNAP
Connecteur	3,5 mm / 4,0 mm Femelle Snap à Micro 5P mâle
Longueur de câble	50 cm ou personnalisé
Couleur de câble	Noir blanc ou personnalisé
Fonction	Tens EMS Transmission / Massager ECG / EKG / EEG / EMG Câble adaptateur
MOQ	100pcs

Fabriqué par un fournisseur de câbles médical certifié ISO 13485 à Dongguan, en Chine, ce Micro Male Pild personnalisé au câble d'électrode magnétique 3,5 mm est conçu pour offrir une connectivité haute performance pour l'équipement ECG / EKG, TENS et physiothérapie. La prise micro mâle assure un ajustement précis, tandis que le SNAP féminin magnétique 3,5 mm offre une fixation rapide et sécurisée et une conductivité électrique stable.

Construit avec un PVC de qualité médicale ou une isolation en silicone, ce câble offre une flexibilité, une biocompatibilité et une résistance aux processus de stérilisation fréquents. La conception durable prolonge la durée de vie, ce qui le rend adapté aux appareils thérapeutiques à l'hôpital et à l'utilisation à l'hôpital. Pour les utilisateurs nécessitant des conceptions de plugs alternatives, nous fournissons également le [Franchage de type-C vers Sr Splitter à 10 fils de 4,0 mm Câble d'électrode femelle féminin](#) Pour les connexions médicales sécurisées et fiables.

De plus, notre [Gaine en silicone personnalisée 4,0 mm Snap mâle à l'injection de 4,0 mm Câble instantané moulé par injection de 4,0 mm](#) Offre une autre solution de haute qualité, conçue pour répondre aux demandes des dizaines et des appareils EMS avec une durabilité et une conductivité exceptionnelles.

## Photo de produit:





**Info de l'entreprise. Aperçu**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

## **Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?**

R: Bien sûr, HEYMED fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé le coût de configuration. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

## **Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?**

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

## **Q3: Comment va votre usine concernant le contrôle de la qualité?**

R: La qualité est la priorité. Le département QC avec spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du tout début à la toute fin. Notre usine a obtenu ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Authentication. Etc

## **Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier la conception?**

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous proposons un service OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

## **Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits?**

R: Notre délai est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme client.

## **Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?**

R: Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située en 3e. Floor, Building A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.