

Nom de produit	Câble médical de type C personnalisé de type C à 3,5 mm Câble médical   Fabricant certifié ISO13485 et ISO9001
application	Machine de stimulation, instrument de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou personnalisés
couleur	Noir, gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
Emballer	Emballé individuellement

Male de type C fiable à 3,5 mm Câble médical d'électrode magnétique magnétique, offrant une excellente transmission du signal et une durabilité. Idéal pour une utilisation dans les systèmes de surveillance médicale, les dispositifs de diagnostic et les équipements de réadaptation. L'électrode instantanée magnétique assure des connexions sécurisées et stables, réduisant l'interférence du signal.


Fabriqué à Dongguan, en Chine, notre usine adhère à des normes de qualité strictes, certifiées par ISO13485 et ISO9001. Des longueurs de câbles personnalisables et des options de couleurs sont disponibles pour répondre à vos besoins d'application spécifiques.

Pour d'autres solutions haute performance, explorez notre [Câbles d'électrode de qualité médicale](#) et .

### Application:

- **Services de réadaptation à l'hôpital:** Il est utilisé dans divers équipements de traitement de réadaptation pour aider les patients à la stimulation musculaire, à la restauration de la fonction nerveuse et à d'autres traitements.
- **Centres de physiothérapie professionnelle:** Fournissez des solutions de connexion de l'équipement pratique pour les physiothérapeutes et soutenez une variété de projets de physiothérapie, tels que la thérapie électro-acupuncture, la thérapie à tuina électro-assistée, etc.
- **Soins à domicile:** Faciliter les utilisateurs à domicile pour effectuer leurs propres physiothérapie et soins de santé simples, comme le soulagement des douleurs musculaires et la promotion de la circulation sanguine.
- **Institutions de recherche:** En tant que fil de connexion pour l'équipement expérimental, il est utilisé pour la collecte et l'analyse des signaux bio-électriques dans la recherche médicale.





### **Certification et conformité:**

Ce câble répond aux normes strictes pour garantir les niveaux de plus haute qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales pour les systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que les produits sont fabriqués dans un système de gestion de la qualité solide.
- **Approuvé par la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Se conforme au règlement des dispositifs médicaux de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité à des fins médicales.

### **Informations sur l'entreprise. Aperçu**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

## **Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?**

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

## **Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?**

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

## **Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?**

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

## **Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?**

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

## **Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?**

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

## **Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?**

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine