

Nom de produit	USB Mini à 3 leads personnalisé Clip médical de thérapie Fabricant de câbles d'électrothérapie Dongguan
application	Machine de stimulation, outil de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou coutume
couleur	Noir, gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
paquet	Emballé séparément

Fabriqué par un fournisseur de câbles médical professionnel et une usine certifiée ISO13485 à Dongguan, en Chine, ce câble de clip de thérapie USB Mini à 3 est construit pour l'électrothérapie et les systèmes de réadaptation, y compris les dizaines, les EM et les dispositifs de physiothérapie.

L'interface USB MINI assure une connectivité stable avec des unités de thérapie compatibles, tandis que les trois fils de plomb individuels se terminent par des clips à code de couleur isolés, permettant une connexion sécurisée aux tampons d'électrode ou aux capteurs thérapeutiques. Le câble est fabriqué à partir de TPU ou de PVC de qualité médicale, garantissant la biocompatibilité, la flexibilité et la durabilité pour les applications cliniques et à recours à la maison.

Chaque unité peut être personnalisée avec différentes longueurs de câbles, types de clip ou formats de connecteur d'électrode. Par exemple, notre [Câble électrode à clip de 4,0 mm mâle de 4,0 mm](#) Afficher l'attachement doux mais sécurisé idéal pour la thérapie auriculaire, tout en maintenant l'intégrité du signal et le confort du patient.

Pour les clients nécessitant des interfaces de signal adaptables, le [PLASTIQUE LEMO PLASTIQU](#) Assure une compatibilité transparente avec des électrodes de plaquettes standard, offrant des voies à faible résistance essentielles pour une stimulation efficace à travers des configurations de traitement variées.

Que vous «récupiez une clinique de physiothérapie, un fabricant d'appareils ou une marque de bien-être, nous offrons un support de personnalisation complet et des services de production en vrac avec une assurance qualité et des délais de rendez-vous rapides.





Certification et conformité:

Le câble répond aux normes strictes pour assurer le plus haut niveau de qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales des systèmes de gestion de la qualité des équipements médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que le produit est fabriqué dans un système de gestion de qualité solide.
- **Approbation de la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Conformez-vous à la réglementation de l'équipement médical de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité des utilisations médicales.

Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits, et si nous avons des stocks, les échantillons personnalisés nécessiteront des coûts d'installation. Merci de nous avoir demandé de vérifier notre qualité pour les échantillons.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Question 3: Comment va votre usine dans le contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est préférée. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a été certifiée par ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Question 4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser mes articles préférés, tels que l'impression de mon propre logo ou la modification de ma conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Question 5: Délai de livraison et garantie? Quels services de transport utiliserez-vous pour expédier mes produits?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons fournir une garantie de livraison de 12 mois. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Question 6: Où est votre usine? Comment dois-je visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans la troisième. Un bâtiment A, n ° 8, situé à Kangyang 1st Street, Shebei Village, Donggueng, province du Guangdong, Chine